



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
 Ecocardiografos
 Desfibriladores
 Pruebas de Esfuerzo
 Holter ECG
 Monitores
 Mesa Tilt Test
 Papelería Médica

Espirómetro MIR
 Alcolímetros
 Oxímetros
 Telemetría ECG
 Electroencefalógrafos
 Electromiógrafos
 Cables y Sensores
 Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	AGOSTO	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6798

ENTIDAD: Hosp. TAL SANTA CLARA / SAGHANA	UBICACIÓN: BOGOTÁ
RESPONSABLE: DR VACA	REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

☐

CONTRATO

☐

PREVENTIVO

☒

GARANTIA

☐

CORRECTIVO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
GRABADORA HOLTER	CARDIO SCAN	DRS 300 3A	3A-14020	6284	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:		Prueba de impresión.	☒
Estado físico externo del equipo.	☒ B ☒ R ☒ M	Verificación de componentes eléctricos	☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒	Limpieza de los cables a paciente ECG.	☒
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.	☒	Limpieza externa del equipo.	☒
Toma de mediciones de presión arterial.	☒ NA	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	☒ NA
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒	Verificación de parámetros de simulador: MV ☒ PPM ☒ PA ☒ J ☒ SPO2 ☒	☒
Prueba de teclado.	☒	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	☒
Pruebas de velocidad.	☒ NA	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	☒ NA
Pruebas de inclinación.	☒ NA	Depuración de errores y/o fallas en el software.	☒ NA
Prueba parada de emergencia.	☒ NA	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	☒	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒
Verificación de errores en el software.	☒ NA	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	☒
Backup de la información.	☒ NA	Muestreo de datos.	☒
Sincronización de la base de datos.	☒ NA	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒
Verificación de configuraciones del software.	☒ NA	Verificación modo prueba de PA	☒ NA
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	☒ NA	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	☒ NA
Realización del mantenimiento del equipo:	☒	Prueba de velocidad e inclinación.	☒ NA
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	☒	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	☒ NA
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	☒	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	☒ NA
	☒ NA	Asignación de Adhesivo ST.	No. 8863

DESCRIPCION: Se realiza revisión técnica y funcional 15 pasos general carcasa tarjeta electrónica cable de paciente se hacen pruebas con simulador de ECG y se descarga estroba en el software y el equipo apto para su uso

SOLICITANTE: Bohorquez	FIRMA CLIENTE	PRUEBA DE DOSIMETRÍA	SI ☐
GERMAR GMG S.A.S.			NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

gerarmedical@gmail.com