



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	01	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6376

ENTIDAD: <i>Fundacion Salud</i>	UBICACIÓN: <i>Bogota DZ</i>
RESPONSABLE: <i>Ing Cristhian Castillo</i>	REPORTADO POR: <i>Ing Cristhian Castillo</i>

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO	☐	CONTRATO	☐	PREVENTIVO	☒	GARANTIA	☐	CORRECTIVO	☐
-------------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------

Mantenimiento preventivo programado

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo programado

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
<i>Holter Cardicu</i>	<i>PRMS</i>	<i>300-3A</i>	<i>3A-14040</i>	<i>6293</i>	<i>✓</i>

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:		Prueba de impresión.		☒
Estado físico externo del equipo.	☒ B ☒ R ☒ M	Verificación de componentes eléctricos		☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒	Limpieza de los cables a paciente ECG.		☒
Transferencia de datos -Interface equipo medico Pc.	☒	Limpieza externa del equipo.		☒
Toma de mediciones de presión arterial.	☒	Lubricación de Tornillo sinfín para inclinación y rodamientos.		☒
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒	Verificación de parámetros de simulador : MV ☒ PPM ☒ PA ☒ J ☒ SPO2 ☒		☒
Prueba de teclado.	☒	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.		☒
Pruebas de velocidad.	☒	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.		☒
Pruebas de inclinación.	☒	Depuración de errores y/o fallas en el software.		☒
Prueba parada de emergencia.	☒	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:		
Estado físico interno del equipo.	☒	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).		☒
Verificación de errores en el software.	☒	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.		☒
Backup de la información.	☒	Muestreo de datos.		☒
Sincronización de la base de datos.	☒	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.		☒
Verificación de configuraciones del software.	☒	Verificación modo prueba de PA		☒
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	☒	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.		☒
Realización del mantenimiento del equipo:	☒	Prueba de velocidad e inclinación.		☒
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	☒	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.		☒
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	☒	Comprobación de funcionamiento normal del Software.		☒
	☒	Asignación de Adhesivo ST.		☒

No. *8142*

DESCRIPCIÓN:

*Se efectúo revisión técnica y funcional, limpieza interna y externa
verificación de componentes electronicos y accesorios ok analisis
funcional, pruebas con simulador de ECG a 60 lpm
Equipo operativo.*

<i>A. Cay Cubillo</i> FIRMA INGENIERO	<i>Cayubillo</i> FIRMA CLIENTE	PRUEBA DE DOSIMETRÍA	SI ☐	NO ☐
--	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com