



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiógrafos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiogramas
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA

DÍA
03

MES
AGOSTO

AÑO
2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6803

ENTIDAD: HOSPITAL SANTA CLARA / SAHANA UBICACIÓN: BOGOTÁ
RESPONSABLE: _____ REPORTADO POR: _____

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO ☐

CONTRATO ☐

PREVENTIVO ☐

☒ GARANTÍA

☐ CORRECTIVO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
GRABADORA HOLTER	CARDIO SCAN	DMS 350-3A	3A-14040	6293	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	
Estado físico externo del equipo. ☒ B ☒ R ☒ M	Verificación de componentes eléctricos	
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: ☒ MV ☒ PPM ☒ PA ☒ J ☒ SPO2	
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	
Backup de la información.	Muestreo de datos.	
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	
	Asignación de Adhesivo ST.	No. 8866

DESCRIPCION: Se realiza revision tecnica y funcional limpieza general
Cercada tarjetas electronicas cable de paciente se hacen
pruebas con simulador de ECG y se descarga estudio en
el software y el equipo apto para uso

Edgar Boharquez
FIRMA INGENIERO

[Firma]
FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐
NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com