

Breath Safe® 9510

RESPIRADOR N 95

FLUID RESISTANT / RÉSISTANT AUX FLUIDES / RESISTENTE A LOS FLUIDOS
RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Mayor Comodidad

Banda Elástica

Termo-sellado

5 Capas Plegable

Material Ligero

95% de Eficiencia

Fibras no tejidas
poliéster y
polipropileno



Empaque

- Caja por 10 unidades
- Unitario

Use Para

Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger al paciente quirúrgico y al personal del quirófano de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

Siga siempre las instrucciones uso y use de manera indicada.

NO Use Para

NO lo use en entornos industriales NO lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído). NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

Tiempo de Uso

El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o contaminada con sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos quirúrgicos. Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales y de control de infecciones de las instalaciones.

Vida Util

5 años a partir de la fecha de fabricación Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos. Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) y que no exceda el 80% de HR