


Ficha Técnica

Código de venta
LAT - OE591

NOMBRE COMERCIAL

Set de administración



APLICACIONES

Dispositivo manual de control de flujo para infusión intravenosa.

Posibilidad de regulación de flujo desde 5 a 250 mL/h.

Uso en entorno hospitalario para infusiones de más bajo riesgo.¹

DIFERENCIALES/ VENTAJAS

- Libre de látex y DEHP
- Posibilidad de graduar en OPEN para administración de goteo libre
- Regulador de 5 mL/h a 250 mL/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud del set:	226 cm	Lumen distal:	Macro bore
Volumen de purga total:	11,2 mL	Gotas/mL:	60

¹ INS 2016 - Terapia de infusión Normas de la Práctica Suplemento de enero/febrero de 2016 Volumen 39, Número 1S
ISSN 1533-1458, www.journalofinfusionnursing.com

Ficha Técnica

Código de venta
LAT - OE591



NOMBRE DEL REGISTRO SANITARIO

Set de administración

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

II A

PRODUCTO IMPORTADO

Si

RECOMENDACIONES

- Consérvese a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C
- Consérvese protegido de la luz intensa
- No usar para infusiones de alta presión
- No usar para administrar sangre o derivados de la sangre, emulsiones, suspensiones o cualquier solución que exceda el 10% de concentración
- No usar con medicamentos que reaccionan al PVC

CARACTERÍSTICAS

- Equipo con regulador de flujo Dial-A-Flo®
- Equipo atóxico

ESPECIFICACIONES

Presentación:	Unidad	No. de registro sanitario:	INVIMA 2017DM-0017237
Empaque:	Bolsa individual	Vigencia:	30/NOV/2027
Tipo de empaque:	Easy open	Modalidad de registro:	Importar y vender
Fabricante:	ICU Medical México, Ensenada	Titular de registro:	ICU Medical Colombia Limitada
Vida útil:	36 meses	Material usado:	Polipropileno, PVC, Policarbonato e Isopropeno, sin látex ni DEHP
Método de esterilización:	E - beam	Disposición final:	Después de su uso, desechar según protocolo institucional
Standard ISO 15223-2016			