

FICHA TECNICA INTRODUTOR SHEATH SET

REF: 53510004, 53510002, 53520000

Registro sanitario	INVIMA2021DM-0024214 FECHA DE VENCIMIENTO: 13 septiembre 2031
Distribuidor Exclusivo	COLMEDIKS S.A.S.
Riesgo	III
Marca	APT
Vida util	3 años
Expediente	20206536
Descripción	<p>Introdutor de 18, 16 y 14 fr x 25 cm de longitud</p> <p>Acceso con guía 0.038 in</p> <p>la calidad superior del introdutor de hemostasia de APT Medical, cuenta con una estructura trenzada y una punta marcada para proporcionar una capacidad de torsión superior y soporte de respaldo, se usa mucho en intervenciones periféricas y procedimientos venosos.</p>
Características	<p>Estructura trenzada</p> <ul style="list-style-type: none">- Facilita un excelente soporte, capacidad de torsión y resistencia superior a las torceduras- Proporciona una pared delgada y un diámetro exterior pequeño para minimizar la tensión de los vasos sanguíneos y las complicaciones en el sitio de acceso <p>Transición suave entre vaina y dilatador</p> <ul style="list-style-type: none">- Para un avance suave y una inserción más fácil
Indicaciones de uso	<p>punta a traumática</p> <ul style="list-style-type: none">- Punta dilatadora redondeada para evitar daños en los vasos <p>Se utiliza como acceso a los vasos sanguíneos e ingresar otros dispositivos a través de su lumen interior, realizando hemostasia adecuada</p>
Esterilización	Los productos son estériles y no pirógenos, vienen en empaques no abiertos que se diseñan para mantener la esterilidad a menos que el empaque se haya abierto o dañado.
Presentación	Empaque estéril de la unidad Individual
Precauciones de uso	<p>No utilizar si el empaque se encuentra abierto o dañado</p> <p>Usar una sola vez, no Reesterilizar.</p> <p>El procedimiento debe ser realizado por personal capacitado.</p>

