

Abbott Rapid Diagnostics ARDx

División: Enfermedades Infecciosas - ID

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EDTA CAPILLARY TUBES

Los tubos capilares con EDTA se utilizan para la recolección de muestras de sangre total capilar (punta de dedo) para análisis de sangre total con pruebas rápidas de diagnóstico.



Uso previsto

Los Tubos capilares con EDTA se utilizan para la recolección de muestras de sangre total capilar (punta de dedo) para análisis de sangre total con pruebas rápidas de diagnóstico, se sujeta el dedo a menor altura que el codo y se aplica presión suave e intermitente en la base del dedo puncionado, se toca la punta del tubo capilar a la altura de la gota de sangre evitando la formación de burbujas, llenar el tubo de sangre hasta un nivel en medio de las dos líneas marcadas en el tubo capilar.

Información de producto

Material: vidrio

Vida útil: 24 meses

Volumen de la muestra: 50 µl

Almacenamiento

Almacenamiento: Conservar en el envase original a temperatura ambiente

Números para pedidos

Referencia: #7D2222 Tubos capilares con EDTA, frasco x 100

Datos regulatorios

Fabricante:	Abbott Diagnostics Medical Co LTD
Registro Sanitario:	INVIMA 2017DM-0016726
Clasificación de riesgo:	I
País de origen:	Japón