

Abbott Rapid Diagnostics ARDx

División: Enfermedades Infecciosas - ID

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Chase Buffer. Tampón de detección

El tampón de detección se usa con los productos **Determine™ para el análisis de muestras de sangre total**. Un frasco de tampón de detección Chase Buffer se puede utilizar para 100 pruebas



Uso previsto

El tampón de detección se usa con los productos **Determine™ para el análisis de muestras de sangre total**. Consulte el folleto del ensayo de diagnóstico para obtener información de todo el procedimiento. Sostenga el frasco en posición vertical cuando añada el tampón de detección Chase Buffer a la almohadilla de muestra. Un frasco de tampón de detección Chase Buffer se puede utilizar para 100 pruebas.

Información de producto

Vida útil: 24 meses

Contenido: frasco (2,5 ml) de tampón de detección preparado en tampón fosfato.

Conservantes: agentes antimicrobianos

Almacenamiento

Estabilidad: el producto es estable de acuerdo con las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Materiales para evitar: Ninguno

Números para pedidos

Referencia: # 7D2243 Chase Buffer frasco 2.5mL

Datos regulatorios

Fabricante:	Abbott Diagnostics Medical Co LTD
Registro Sanitario:	INVIMA 2015RD-0003327
Clasificación de riesgo:	III
País de origen:	China