



Inicio > Detalles del producto

Determine™ HIV Early Detect

El nuevo estándar para el análisis de diagnóstico inmediato del VIH.

Mediante la rápida y precisa identificación de pacientes VIH positivos, puede detectar más casos y derivarlos rápidamente a la atención adecuada.

Con la 4ª generación de la prueba Determine™ HIV Early Detect se detectan más infecciones agudas que con la 2ª y 3ª generación. Esto ayuda a reducir la fase de letargo y permite detectar más casos en los momentos en los que las personas poseen una alta capacidad de infección.

Determine™ HIV Early Detect proporciona resultados precisos en tan solo 20 minutos y puede utilizar sangre completa de una punción digital, sangre completa de venipunción, o suero/plasma.

Producto disponible exclusivamente para su exportación a ciertos mercados.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS AHORA

SOPORTE TÉCNICO



NAVEGACIÓN DE CAPÍTULO



Beneficios

- Detecta más infecciones agudas
- Detecta más casos
- Facilita una derivación rápida a la atención adecuada
- Robusta con los principales subtipos en circulación
- Resultado rápido y exacto en tan solo 20 minutos
- Fácil de usar: requiere una formación mínima y no precisa de caros equipos de laboratorio



Detecta infecciones más agudas en comparación a las pruebas de 2ª y 3ª generación, lo que ayuda a reducir la fase de letargo y permite detectar más casos en el momento en el que las personas poseen una alta capacidad de infección.¹ Haga clic en la imagen para verla a tamaño completo.



La detección temprana del VIH reduce el riesgo de transmisión. Nada es más importante que saberlo enseguida.

DOCUMENTOS ÚTILES

*For Product Labeling documents, such as the Package Insert, Quick Reference Guide, or SDS sheets please visit our e-IFU website.

Determine Brand Product Catalog (English)


ESPECIFICACIONES

- ✓ Sensibilidad del 100 % y especificidad del 99,72 %
* Consulte en la hoja informativa del producto la sensibilidad analítica al antígeno p24 del VIH-1
- ✓ Método: Flujo lateral
- ✓ Demora de resultados: 20 minutos
- ✓ Condiciones de conservación: 2-30 °C
- ✓ Volumen de la muestra: 50 µl
- ✓ Periodo de validez de la prueba: 18 meses
- ✓ Tipos de muestra: Suero/plasma, sangre completa obtenida por punción digital y por venipunción

SKU

Vídeos

VER LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINE™ HIV EARLY DETECT FINGERSTICK

Q Buscar 


VER LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINE™ HIV EARLY DETECT VENIPUNCTURE WHOLE BLOOD

Conozca cómo usar la prueba Determine™ HIV Early Detect Venipuncture Whole Blood con esta demostración del producto.

VER LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINE™ HIV EARLY DETECT SERUM/PLASMA

Conozca cómo usar la prueba Determine™ HIV Early Detect Serum/Plasma con esta demostración del producto.

Productos relacionados



DETERMINE™ HBsAg 2



DETERMINE™ HIV-1/2



DETERMINE™ SYPHILIS TP



DETERMINE™ TB LAM Ag

VER REFERENCIAS



MANTÉNGASE INFORMADO

Regístrese para recibir útiles actualizaciones de Abbott.

HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE

A LEADER IN RAPID POINT-OF-CARE DIAGNOSTICS.

CATALOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES

EXPERIMENTA HISTORIAS DE POCT

PUNTOS DE VISTA

CONTACTAR

BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTOS

DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS

ANUNCIOS BASADOS EN INTERESES



©2025 Abbott. Reservados todos los derechos. A menos que se especifique otra cosa, todos los nombres de productos y servicios que aparecen en este sitio de Internet son marcas comerciales propiedad o con licencia de Abbott o sus subsidiarias o filiales. No se puede utilizar ninguna marca registrada, nombre comercial o imagen comercial de Abbott de este sitio sin previa autorización por escrito de Abbott, excepto para identificar el producto o los servicios de la empresa.

Esta página web se rige por las leyes y la normativa gubernamental en vigor de EE. UU. Los productos y la información aquí incluidos podrían no estar accesibles en todos los países. Abbott no se hace responsable si dicha información no cumple con el proceso legal, la normativa, el registro y el uso del país en cuestión.

El uso de esta página web y la información contenida en la misma están sujetos a nuestros [Términos y condiciones del sitio web](#) y a nuestra [Política de privacidad](#). Las fotografías mostradas se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Las personas que aparecen en esas fotografías son modelos. [Declaración del RGPD](#).

No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos. Para uso exclusivo en diagnósticos *in vitro*. Para obtener información sobre el cartucho de prueba *i-STAT* y el uso previsto, consulte las páginas de los productos individuales o los datos sobre el cartucho (información de cartuchos y pruebas/instrucciones de uso) en el área de soporte de *i-STAT*.

Abbott - Líder en diagnóstico inmediato

Preferencias sobre cookies

Al utilizar este sitio, acepta nuestro uso de cookies.