

Instituto Nacional de Metrología


Servicio Calibraciones

Reporte RPG 7

Fecha creado: 2020-10-14

El filtro asociado Laboratorio asociado al reporte RPG 7, no se actualiza para el Laboratorio Dimensionarional, según se visualiza en figura 1.

Figura 1. Listado de laboratorios para filtro



En consulta sobre la BD SQL Server, se evidencia que no aparece ese laboratorio según figura 2.

Figura 2. Consulta SQL

SQLQuery3.sql - 19...(INM\calobo (81))* SQLQuery2.sql - 19...(INM\calobo (76))* SQLQuery1.sql - 19...(INM\calobo (66))

```
/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS *****/  
SELECT TOP (1000) [Id]  
    , [Name]  
    , [Description]  
    , [CreationDate]  
    , [Code]  
    , [UserName]  
    , [AlternativeName]  
FROM [Metrology_Produccion_BPM].[dbo].[Laboratory]  
WHERE Name LIKE 'ME%DIM%'  
OR Description LIKE 'ME%DIM%';
```

100 %

Results Messages

Id	Name	Description	CreationDate	Code	UserName	AlternativeName
----	------	-------------	--------------	------	----------	-----------------

Sin registros

Conclusión

La parametrización se realizó de manera correcta en BPMetro. Sin embargo en el combo parámetro no refleja los cambios.