

HOJA DE VIDA BÁSCULA PESA PERSONAS

Báscula de piso	
Nombre del equipo	Báscula de piso pesa personas
Tipo de equipo	Tips: clase I II. Digital
Marca	SECA
Modelo	813
Serial o lote	8813357171560
Ubicación	Territorio Gran Britalia
Código interno o placa ID	APC Gran Britalia 01
Responsable del equipo	Emilce Rojas – Coordinación
Fecha de ingreso	SIN INFORMACION
Instrucciones de uso	De bajo peso, construcción muy sólida y diseño fácil de usar, con pilas de larga duración y una precisión que diferentes niveles de humedad no afectan. Cuando se realicen exámenes en serie, no hay necesidad de agacharse una y otra vez; la báscula se enciende con el simple contacto de la punta del pie sobre el botón de encendido y apagado. La doble pantalla ofrece una fácil y simultánea lectura para el paciente y el personal médico, desde diferentes posiciones. La plataforma extraordinariamente amplia de 400 x 45 x 300 milímetros y la escasa altura permiten el pesaje confortable de pacientes de gran peso.
Datos técnicos	Capacidad: 200 kg, División: 100 g, Alimentación: Batería AAA (4) Dimensiones (AxPxP): 433"47"373 mm Peso neto: 2.6 kg - desconexión automática, Tip on (función de conexión automática at tacto), conmutación kg/lbs/sts, Bajarse, Auto-HOLD, patas de ajuste para pisos con alfombra
Sensibilidad	50 g.
Capacidad	200 Kg.
Anexos	Manual de instrucciones

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	10/08/2022	Informe de calibración SH22-3035	Calibración realizada por laboratorio SERVIHOY Básculas y Balanzas S.A.S.
2	10/02/2023	Inspección equipo. Hoja de vida del equipo.	Se realiza inspección del equipo y se confirma que se encuentra con todas las partes en buen estado y se elabora el documento de la hoja de vida.

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Recomendación	Responsable
1	14/03/2025	CUMPLE	NINGUNA	ANDREA CONTRERAS – NUTRICIONISTA

Inspección de Operación

N°	Fecha	Resultado	Recomendación	Responsable
1	14/03/2025	CUMPLE	NINGUNA	ANDREA CONTRERAS – NUTRICIONISTA

