

Medellín, 09 de Septiembre de 2025

INFORME INICIAL DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS

El día 14 de Agosto del presente año se realiza mantenimiento preventivo a los DEA´s listados a continuación con sus respectivas novedades.

- DEA
MARCA: CARDIAC SCIENCE
MODELO: POWERHEART AED G3
SN: 4451522
PLACA: 30925
UBICACIÓN: BLOQUE FUNDACIONAL

Se encuentra equipo con su respectivo maletín, parches desechables con fecha de vencimiento 2026/01, batería externa SN: P0518-337 Fecha de fabricación 2022-08-17 con chequeo de voltaje exitoso y sistema led ok. Gabinete y señalética ok. Sistema de alarma y swich de apertura de puerta ok.

- DEA
MARCA: CARDIAC SCIENCE
MODELO: POWERHEART AED G3
SN: 4451607
PLACA: 30924
UBICACIÓN: BIBLIOTECA

Se encuentra equipo con su respectivo maletín, parches desechables con fecha de vencimiento 2026/01, batería externa SN: P0518-338 Fecha de fabricación 2022-08-17 con chequeo de voltaje exitoso y sistema led ok. Gabinete y señalética ok. Sistema de alarma y swich de apertura de puerta ok.

- DEA
MARCA: CU MEDICAL SYSTEMS
MODELO: NF1201
SN: P1S17A424
PLACA: 36544
UBICACIÓN: OFICINA SST

Se encuentra equipo con su respectivo maletín, parches desechables con fecha de vencimiento 2026/07, batería externa SN: PS270333 Fecha de fabricación 2020-07 con chequeo de voltaje exitoso y sistema led ok. Gabinete y señalética ok. Sistema de alarma y swich de apertura de puerta ok

- DEA
MARCA: CU MEDICAL SYSTEMS
MODELO: NF1201
SN: P1P02B252
PLACA: 30926
UBICACIÓN: CONSULTORIO

Se encuentra equipo con su respectivo maletín, parches desechables con fecha de vencimiento 2026/03, batería externa SN: PV360481 Fecha de fabricación 2022-09 con chequeo de voltaje exitoso y sistema led ok. Gabinete y señalética ok. Sistema de alarma sin probar ya que la batería no se encuentra al interior de gabinete debido a que el swich de apertura de puerta esta defectuos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.









Edisson Ruíz Cano

EDISSON ANDREY RUIZ CANO
BIOINGENIERO