

Medellín, 09 de Septiembre de 2025

INFORME FINAL DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS

El día 22 de Agosto del presente año se realiza calibración a los DEA´s listados a continuación con sus respectivas novedades.

- DEA
MARCA: CARDIAC SCIENCE
MODELO: POWERHEART AED G3
SN: 4451522
PLACA: 30925
UBICACIÓN: BLOQUE FUNDACIONAL

Se realiza calibración con equipo patrón evidenciando equipo en las magnitudes de potencia, voltaje y corriente máxima ok. Equipo queda con certificado de calibración 01-25240.

- DEA
MARCA: CARDIAC SCIENCE
MODELO: POWERHEART AED G3
SN: 4451607
PLACA: 30924
UBICACIÓN: BIBLIOTECA

Se realiza calibración con equipo patrón evidenciando equipo en las magnitudes de potencia, voltaje y corriente máxima ok. Equipo queda con certificado de calibración 01-25241.

- DEA
MARCA: CU MEDICAL SYSTEMS
MODELO: NF1201
SN: P1S17A424
PLACA: 36544
UBICACIÓN: OFICINA SST

Se realiza calibración con equipo patrón evidenciando equipo en las magnitudes de potencia, voltaje y corriente máxima ok. Equipo queda con certificado de calibración 01-25242. Se recomienda realizar cambio de batería externa la que actualmente tiene fecha de fabricación de 2020-07 y por recomendación de fabricante cada 5 años se debe reemplazar.

- DEA
MARCA: CU MEDICAL SYSTEMS
MODELO: NF1201
SN: P1P02B252
PLACA: 30926
UBICACIÓN: CONSULTORIO


Calle 2C #54-28 Campo amor- teléfono: 322 55 17

Intecbiosas@gmail.com- info@intecbio.co

Se realiza calibración con equipo patrón evidenciando equipo en las magnitudes de potencia, voltaje y corriente máxima ok. Equipo queda con certificado de calibración 01-25243. Se recomienda cambio de switch en gabinete.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.





EDISSON ANDREY RUIZ CANO
BIOINGENIERO

Calle 2C #54-28 Campo amor- teléfono: 322 55 17
Intecbiosas@gmail.com- info@intecbio.co