

CIUDAD	FECHA	VIGENCIA	
Bogotá D.C.	2023-05-11	DESDE: 2023-05-10	HASTA: INDEFINIDO
DE ACUERDO CON LOS DECRETOS N° 2141/92, 1071/15, 4765/08 Y LA RESOLUCIÓN DEL ICA N° 1056 de 1996.			
SE CONCEDE LICENCIA DE VENTA		11213-BV	
A:		ID VET SARL	
PARA VENDER EN EL TERRITORIO NACIONAL EL PRODUCTO DENOMINADO			
ID SCREEN FMD NSP-COMPETITION			
CON UNA COMPOSICIÓN GARANTIZADA DE:			
Cada kit para la detección de anticuerpos específicos contra proteína no estructural (NSP) del virus de la <i>Fiebre Aftosa</i> (FMD) contiene:			
Microplaca ELISA de 96 pocillos (Greiner) sensibilizada con NSP 3ABC recombinante.	5	10	Excipientes: (No aplica)
Conjugado concentrado 10X con anti-3ABC NSP marcado con peroxidasa de rábano (HRP) en frasco plástico con tapón roscado por 6 mL.	1	2	
Control positivo de suero de rumiante inmunizado con NSP 3ABC recombinante en vial plástico con tapón roscado por 1 mL.	1	2	
Control negativo de sueros no reactivos de bovino diluido en tampón de estabilización en vial plástico con tapón roscado por 1 mL.	1	2	
Diluyente del suero (18) con solución complejo protéico en frasco plástico con tapón roscado por 60 mL.	1	1	
Diluyente del conjugado (13) con solución complejo protéico en frasco plástico con tapón roscado por 60 mL.	1	2	
Solución de lavado 20X con NaCl, KCl, Na ₂ HPO ₄ , NaH ₂ PO ₄ y Tween 20 en frasco plástico con tapón roscado por 60 mL.	2	3	
Solución de revelación con Tetrametilbencidina (TMB) y H ₂ O ₂ en tampón de estabilización en frasco plástico con tapón roscado por 60 mL.	1	2	
Solución de parada con ácido orgánico sin H ₂ SO ₄ en frasco plástico con tapón roscado por 60 mL.	1	2	
Periodo de validez :	12 meses.		
Laboratorio Productor :	ID.VET Innovative Diagnostics.		
País de origen :	Francia.		
Especie(s) :	Bovinos, Caprinos, Ovinos, Porcinos y otras especies susceptibles.		
Importador :	LABORATORIO MÉDICO VETERINARIO LMV S.A.S.		
INDICACIONES			
Kit de diagnóstico para la detección de anticuerpos específicos contra la proteína no estructural (NSP) del virus de la <i>Fiebre Aftosa</i> (FMD). El test puede ser aplicado en sueros y plasmas de bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y cualquier otra especie sensible.			
PRECAUCIONES			
Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Uso exclusivo para diagnóstico veterinario.			
EMPAQUES O ENVASES			
Caja plegadiza que contiene un (1) kit de diagnóstico por cinco (5) microplacas sensibilizadas y reactivos para 480 pruebas.			
Caja plegadiza que contiene un (1) kit de diagnóstico por diez (10) microplacas sensibilizadas y reactivos para 960 pruebas.			
 Luis Felipe Garnica Gómez DIRECTOR TÉCNICO DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS			
Preparo: A.S.P.			
Revisó: Aida Ivette Rojas Sabogal			