


	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		F-GC-028
	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS		Fecha de Aprobación: 25 de Septiembre del 2018 VERSION 02
AGUJAS ANGIOGRAFICAS			
NOMBRE COMERCIAL	AGUJAS ANGIOGRAFICAS MERIT MEDICAL		
REFERENCIA:	AD18T51W,AD18T71W,AN18T53MCO, AD18T91W,AN18T71WC PEDIATRICAS: AD21T41W		
MARCA:	MERIT MEDICAL		
FABRICANTE:	MERIT MEDICAL SYSTEM INC con Domicilio en Estados Unidos		
REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2024DM-0028268	VIGENTE:	22/01/2034
TITULAR:	MERIT MEDICAL SYSTEM INC	RIESGO	IIB
PRESENTACIÓN:	Unidad Sanitaria	VIDA UTIL:	5 AÑOS
DIMENSIONES EMPAQUE:	21,8cm x 6cm (Largo x ancho)		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
<p>La aguja angiográfica tiene un diseño único con forma ergonómica y un punto de referencia para orientar el bisel. Su gran agudeza facilita la entrada dentro del tejido y las paredes vasculares. The Advance fue diseñado para una suave inserción de la guía y retiro de la aguja por encima del cable guía.</p>			
COMPOSICIÓN CUALITATIVA			
Resina de policarbonato, Policarbonato, Uretano Acrilado, Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), Acero inoxidable, Silicona, Copolímero de dimetilsiloxano aminofuncional			
<div>STERILE EO</div>			
COMPOSICIÓN CUANTITATIVA			
La composición cuantitativa no aplica para este producto			
INDICACIONES DE USO			
Se utiliza para hacer la puncion angiografica para el inicio de procedimientos endovasculares .			



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			F-GC-028
	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS			Fecha de Aprobación: 25 de Septiembre del 2018 VERSION 02
CONTRAINDICACIONES				
No Hay Contraindicaciones				
ADVERTENCIAS				
No Hay advertencias				
PRECAUCIONES DE MANEJO				
No utilizar si el empaque es previamente abierto o dañado. - Leer el instructivo de manejo incluido en el paquete, antes del uso. - Usar una sola vez, no reesterilizar - El procedimiento debe ser realizado por personal capacitado				
COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS				
Guías				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO				
Los dispositivos deben ser almacenados evitando el contacto con paredes, piso o techos.				
RANGOS DE ACEPTACIÓN	Variable a Controlar	Unidades	Rango Minimo	Rango Maximo
	Temperatura	°C	5°C	45°C
	Humedad	%	10%	65%