

FICHA TÉCNICA
CASSETTES DE BIOPSIA CON TAPA
MARCA: SIMPORT, DISTRIBUIDO POR EPREDIA



USO ESPECIAL

CONTIENE MUESTRAS DE TEJIDO DE MANERA MUY EFICIENTE DURANTE EL PROCESO DE INCLUSIÓN, ASÍ COMO EN UN ARCHIVO DE ALMACENAMIENTO.

EMPAQUE

CAJA X 500 UNIDADES.

REFERENCIA

M499-2 (BLANCO), M499-3 (ROSADO), M499-4 (VERDE), M499-5 (AMARILLO), M499-6 (AZUL).

CARACTERÍSTICAS

HECHO DE ACETAL

ABERTURAS CUADRADAS DE 1 MM PARA MAXIMIZAR EL INTERCAMBIO DE LÍQUIDOS

ÁREA DE ESCRITURA SIN OBSTRUCCIONES EN UN ÁNGULO DE 45°

UN DISPOSITIVO DE BLOQUEO SEGURO SUJETA LA MUESTRA DE FORMA SEGURA DURANTE EL PROCESAMIENTO

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLA PIEZA SIMPLEMENTE SE SEPARA Y BLOQUEA CONVENIENTEMENTE LA TAPA EN LA BASE DEL CASETE

SUPERFICIE DE MARCADO FÁCIL DE ESCRIBIR PARA UNA IDENTIFICACIÓN CONVENIENTE

EVIDENT™


 enhancing precision cancer diagnostics

SHANDON


LAB VISION CORPORATION


MICROM Instrumentation


 Richard-Allan Scientific


3DHISTECH


MILESTONE
 HELPING PATIENTS


Mopec
 BETTER BY DESIGN


Simport

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BOGOTA
 CALLE 103 No. 45 A - 29
 TEL.: 600 2126 - 610 7261
 300 3154
 CEL.: 312 511 3230

MEDELLIN
 CEL.: 313 6237777
 medellin.ventas@macrosearch.com.co

CALI
 CEL.: 314 4549847
 cali.ventas@macrosearch.com.co

NORTE
 CEL.: 311 5828076
 norte.ventas@macrosearch.com.co

macrosearch@macrosearch.com.co
www.macrosearch.com.co

EVIDENT™


enhancing precision cancer diagnostics

SHANDON

 **LAB VISION**
CORPORATION

 **MICROM**
Instrumentation

 **Richard-Allan Scientific**

 **3DHISTECH**

 **MILESTONE**
HELPING
PATIENTS

 **Mopec**
BETTER BY DESING

 **Simport**

**TEMPERATURA
DE ALMACENAMIENTO**

EL ÁNGULO MÁS AGUDO HACE QUE ESTOS CASSETES SEAN MÁS ADECUADOS PARA USARSE CON ALGUNOS MODELOS DE INSTRUMENTOS DE ETIQUETADO DE CASSETES.

ESTOS CASSETES MANTIENEN LAS MUESTRAS SUMERGIDAS DE FORMA SEGURA EN LÍQUIDO Y SON RESISTENTES A LA ACCIÓN QUÍMICA DE LA MAYORÍA DE LOS DISOLVENTES HISTOLÓGICOS.

LAS EFICIENTES RANURAS DE FLUJO CONTINUO MAXIMIZAN EL INTERCAMBIO DE FLUIDOS Y ASEGURAN UN DRENAJE ADECUADO.

LA TAPA INTEGRAL DE UNA PIEZA ELIMINA LA NECESIDAD DE TAPAS DE ACERO SEPARADAS. SIMPLEMENTE SEPARE Y BLOQUEE CONVENIENTEMENTE LA TAPA EN LA BASE DEL CASSETE.

<https://www.simport.com/en/products/2091-m491-histosette-i-biopsy.html>

TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE LOS 15 Y 30°C, ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BOGOTA
CALLE 103 No. 45 A - 29
TEL.: 600 2126 - 610 7261
300 3154
CEL.: 312 511 3230

MEDELLIN
CEL.: 313 6237777
medellin.ventas@macrosearch.com.co

CALI
CEL.: 314 4549847
cali.ventas@macrosearch.com.co

NORTE
CEL.: 311 5828076
norte.ventas@macrosearch.com.co

macrosearch@macrosearch.com.co
www.macrosearch.com.co