

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE		CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:		fonendoscopio									
MARCA:		generico		MODELO:		adulto (Rojo)					
NÚMERO DE SERIE:		no reporta		No INVENTARIO		NO APLICA					
EQUIPO BIOMEDICO:		aplica									
MAQUINAS Y EQUIPOS:											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO				ELECTRÓNICO	
		CLASE IIA				NEUMÁTICO				HIDRÁULICO	
		CLASE IIB				MECÁNICO		x		ÓPTICO	
		CLASE III				OTRO					
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		TIPO		DIAGNÓSTICO		x		QUIRÚRGICO	
		DONACIÓN				TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN	
FECHA DE ADQUISICIÓN:		02-02-2020				IMAGENOLÓGÍA				OTRO	
FOTOGRAFIA											
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		CONSUMIBLES		BRAZALETE		x		ELECTRODOS	
		CORRIENTE				PERA		x		BATERÍAS	
		POTENCIA				MEMBRANA				PAPEL	
		FRECUENCIA				OTRO					
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI				NO		x	
OBSERVACIONES											
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		no reporta									
DIRECCION:		no reporta				Nombre del Fabricante:		no reporta			
TELEFONO:		no reporta				E-MAIL:		no reporta			
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:		diagfragma sin roctura o golpes olivas bien situadas perilla de paso de sonido abierto									
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
ubicar diagfragma con el paso del sonido adecuadamente no generar fuerza en el diafragma ubicar en sona para escuchar											
FUNCION											
uso con las personas mayores											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
las olivas se le realiza limpieza con un copo y alcohol con un paño humedo se realiza limpiez y desnfeccion a las mangeras y diafragma no exponer al agua directamente											
MANTENIMIENTO PREVENTIVO											

mantenimiento preventivo anual
verifica funcionamiento de las pesas

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

- verificar que el diafragma este en buen estado
- realizar un golpe suave al diafragma par verificar apertura del sonido
- ubicarlo en lugar correspondiente
- realizar limpieza entre paciente

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]