

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2						
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE		CAJICA									
NOMBRE DEL EQUIPO:		Tensiómetro + Fonendoscopio															
MARCA:		PRESTIGE		MODELO:		adulto											
NÚMERO DE SERIE:		334235		No INVENTARIO		NO APLICA											
EQUIPO BIOMEDICO:		aplica															
MAQUINAS Y EQUIPOS:																	
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO				ELECTRÓNICO							
		CLASE IIA				x		NEUMÁTICO		x		HIDRÁULICO					
		CLASE IIB						MECÁNICO				ÓPTICO					
		CLASE III						OTRO									
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		TIPO		DIAGNÓSTICO		x		QUIRÚRGICO							
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:		09-03-2021				IMAGENOLÓGÍA				OTRO							
FOTOGRAFIA																	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE				CONSUMIBLES		BRAZALETE		x		ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA		x		BATERÍAS					
		POTENCIA						MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA						OTRO									
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO						SI				NO		x					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		no reporta															
DIRECCION:		PRESTIGE SAS			Nombre del Fabricante:		WENZHOU HONSUN										
TELEFONO:		4660170 - 3123505610			E-MAIL:		no reporta										
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		los mangitos de presion sanguinea desde los destinados a pacientes de pediatria hasta adultos son no invasivo diseñado para utilizarse junto con el fonendo automatizado															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
utilice el mangito de presion sanguinea adecuado para la circunferencia del brazo del paciente. en cada mangito esta impreso el intervalo de aplicar en centimetros. intervalo de presion de funcionamiento 0 a 300mm/hg.																	
FUNCION																	
toma de presion arterial de las personas mayores																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
estuche individual de tensiometro																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
inserte el tapon de lavado en el tubo de la camara de aire del mangito retire la cama de aire del mangito prepare solucion de detergente para limpieza enzimatica de ph neutro e el mangito y la camara de aire en la solucion cepille suavemente todas las piezas retire la suciedad visible																	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO																	

EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ES EL DESTINADO A CONSERVAR DE EQUIPOS O INTALACUIONES MEDIANTE LA RELACION DE REVISION Y REPARACION QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y FIABILIDAD. POR EL CUAL SE DEBE MANTENER CRONOGRAMA Y PERIODICIDADES DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS SOBRE LOS EQUIPOS.

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

utilice el manguito de presión sanguínea cuando el marcador este dentro el rango impreso que se indique en el manguito de lo contrario se obtendrá lecturas erróneas
reducir el movimiento de la extremidad

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]