

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA					SEDE		CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termohidrometro digital con sonda										
MARCA:	KEX GERMANY		MODELO:		TA318						
NÚMERO DE SERIE:	SASG2668		No INVENTARIO		NO APLICA						
EQUIPO BIOMEDICO:	aplica										
MAQUINAS Y EQUIPOS:											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I	x	TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO				
	CLASE IIA				NEUMÁTICO		HIDRÁULICO				
	CLASE IIB				MECÁNICO		ÓPTICO				
	CLASE III				OTRO						
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	x	TIPO		DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO				
	DONACIÓN				TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN				
FECHA DE ADQUISICIÓN:	13-03-2020				IMAGENOLÓGÍA		OTRO	x	FOTOGRAFIA		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA			OTRO							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	x				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		imcolmedica									
DIRECCION:	calle 36 15-42 bogota			Nombre del Fabricante:		NO REPORTA					
TELEFONO:	NO REPORTA			E-MAIL:		NO REPORTA					
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:											
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Dejar en su sitio plano Verificar que este en grados centígrados Que este calibrado Verificar que está marcando red de frio, humedad relativa, temperatura ambiente Verificar batería ubicar el sensor no cerca del congelador											
FUNCION											
Medir temperatura ambiente, humedad relativa.											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											

realice la limpieza del equipo con un paño limpio	
limpiar con una solución desinfectante	secar muy bien

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

calibracion anual	
verificar funcionamiento	

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

no dejar el producto en lugares expuesto a la humedad
verificar funcionamiento durante el uso
realiza verificar d baterías

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]