

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS												Paginas: 2				
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA					SEDE			CAJICA							
NOMBRE DEL EQUIPO:		TERMOMETRO digital															
MARCA:		alfasafe			MODELO:		BLIP-2										
NÚMERO DE SERIE:		SN:19450028			No INVENTARIO		NO APLICA										
EQUIPO BIOMEDICO:		aplica															
MAQUINAS Y EQUIPOS:																	
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I				TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO				ELECTRÓNICO					
		CLASE IIA		X				NEUMÁTICO				HIDRÁULICO					
		CLASE IIB						MECÁNICO				ÓPTICO					
		CLASE III						OTRO									
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO		X		QUIRÚRGICO					
		DONACIÓN						TRATAMIENTO				REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:		15-09-2021							IMAGENOLÓGIA				OTRO				
													FOTOGRAFIA				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE				CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS		X			
		POTENCIA						MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA						OTRO									
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO								SI				NO		x			
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		no reporta															
DIRECCION:		NO REPORTA				Nombre del Fabricante:		NO REPORTA									
TELEFONO:		NO REPORTA				E-MAIL:		NO REPORTA									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		utilizar en la axila, verificando funcionam y bateria															
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO																	
apretar el boton de encendido localizado al lado de la ventana de uso, por uno dos segundos se oira un bip despues de apretar el boton el termometro mostrara la ultima la ultima temperatura y posteriormente saldra el mensaje Lo°C limpiar el sensor si a sido usado anteriormente esperar entre 30 y 60 segundos hata que se oiga el bip y que nos indique que la temperatura ha sido tomada																	
FUNCION																	
toma de temperatura personas mayores																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
Ninguna																	
LIMPIEZA Y DESINFECCION																	
Realice la limpieza del equipo con un paño limpio y el sensor con alcohol																	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO																	
calibracion anual verificar funcionamiento																	
CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO																	

--	--

[illegible][illegible]