



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

<p>seca 803</p> <p>Con formas claras para valores inequívocos. Báscula electrónica con recubrimiento de caucho bicomponente de alta calidad.</p> <p>El modelo básico de seca transmite sus cualidades a primera vista: con una forma clásica y clara y un recubrimiento de alta calidad que proporciona una sensación muy agradable durante el pesaje. Tan agradable como la fácil lectura que ofrece su pantalla de extraordinarias dimensiones.</p>	
Nombre del equipo	Báscula electrónica de piso
Tipo de equipo	Báscula electrónica de piso, de alta capacidad y estabilidad, con baja plataforma y gran pantalla indicadora LCD.
Marca	Seca
Modelo	Seca 803
Serial o lote	88030701015 1 6 1 5
Ubicación	CDI – Primer piso, enfermería
Fecha de calibración	Junio 19 2019 - SH19-28992 / Mayo 12 2022 - SH22-47542 / Abril 22 2023 – SH23-55159
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista
Fecha de ingreso	Octubre 2016
Instrucciones de uso	<p>En la parte de abajo del equipo se deben colocar las baterías.</p> <p>Ubicar en una superficie plana y fija.</p> <p>Colocar un pie para que se encienda el equipo, en el campo visual aparecerá "0.0".</p> <p>Colocar los dos pies de la persona a medir, usando la técnica adecuada.</p> <p>Esperar que el valor que figura en el campo visual se estabilice, para obtener el dato.</p> <p>Al finalizar el uso, puede retirar las baterías.</p>
Datos técnicos	<p>Capacidad: 150 kg, 330 lbs</p> <p>División (g):100 g</p> <p>Alimentación: Batería</p> <p>Dimensiones (AxAxP): 316 x 37 x 326 mm</p> <p>Peso neto: 1,5 kg</p> <p>Funciones: desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al</p>



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

	tacto), conmutación kg/lbs/sts, Bajarse, Auto-HOLD CE:CE
Sensibilidad	100 g.
Capacidad	150 kg, 330 lbs.
Anexos	Manual de instrucciones.

TRAZABILIDAD VERIFICACIÓN INTERMEDIA

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	06-03-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
2	28-05-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
3	27-08-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
4	05-11-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
5	28-02-25	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
6	27-05-25	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY

TRAZABILIDAD INSPECCIONES

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	08-03-24	EN BUEN ESTADO	
2	08-04-24	EN BUEN ESTADO	
3	08-05-24	EN BUEN ESTADO	
4	05-06-24	EN BUEN ESTADO	
5	08-07-24	EN BUEN ESTADO	
6	06-08-24	EN BUEN ESTADO	
7	10-09-24	EN BUEN ESTADO	
8	08-10-24	EN BUEN ESTADO	
9	01-11-24	EN BUEN ESTADO	
10	03-12-24	EN BUEN ESTADO	
11	10-02-25	EN BUEN ESTADO	
12	04-03-25	EN BUEN ESTADO	
13	02-04-25	EN BUEN ESTADO	
14	07-05-25	EN BUEN ESTADO	
15	04-06-25	EN BUEN ESTADO	
16	08-07-25	EN BUEN ESTADO	