



QUIMICONTROL SAS
NIT 800.158.485-1
CR 43 A 24-21
Tel: (1) 7443560
Bogotá - Colombia
contactenos@quimicontrol.com.co
www.quimicontrol.com.co



Factura Electrónica de venta
No. 30272

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 10:41
Expedición	11/03/2026, 11:23
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	176017020	ACQUITY Arc System with Temperature Control	1.00	333,964,585.72	333,964,585.72	397,417,857.01

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos noventa y siete millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y siete pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito 30 días - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por \$ 397,417,857.01

Observaciones:

#\$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.8671707; cfcardona@sena.edu.co#\$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

CO1.PCCNTR.8671707

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105519905 aprobado en 20260204 prefijo desde el número 30001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 0ee95f5dd43655bc5b6533626b43978f287bdf2f22719ef4a74cbe5a8fa197c53998eedce8326f1bdfdd85c49233324

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



QUIMICONTROL SAS
NIT 800.158.485-1
Cra 43A 24-21
Tel: (1) 2680523
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 1- 735

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-04-06
Factura de Venta	30272
Generación	06/04/2026, 11:37
Expedición	06/04/2026, 11:38
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	176017020	ACQUITY Arc System with Temperature Control Incluye: Bomba cuaternaria Sistema de inyección y administración de muestras con control de temperatura Sensores de fuga Columna Cortecs C18 2.7um 4.6x50mm Paquete de viales 2mL Con el sistema ACQUITY Arc los analistas pueden experimentar la verdadera compatibilidad con métodos plug and play (conectar y usar) para las separaciones HPLC y UHPLC. Puede conseguirse un aumento significativo en la productividad mediante la implementación de una única plataforma de LC que permita, con eficacia, la transferencia, el ajuste o la mejora de métodos provenientes de cualquier plataforma de LC sin que ello afecte a la integridad de dichos métodos. El sistema ACQUITY Arc, con la exclusiva tecnología Arc Multi-flow path, acepta y reproduce con facilidad métodos desde cualquier plataforma de HPLC, todo ello sin concesiones. El sistema de arc ACQUITY con configuración de control de temperatura incluye suministro de solvente cuaternario (QSM-R) e introducción de muestras a través de un administrador de muestras de inyección directa (SM FTM-R) con control de temperatura de muestra. Posee un sistema de gestión de solventes, bomba cuaternaria, QSM-R, que es una bomba de alta presión con mezclador de baja presión (GPV). Proporciona un flujo estable, sin pulsaciones, hasta de 5mL/min a 9500 psi. La bomba posee desgasificador en línea para las cuatro líneas de solvente. El mezclador de baja presión puede controlar hasta 4 tipos de solventes. Lavado de sellos automático, que mantiene libre de sales que puedan desgastarlos. Permite seleccionar automáticamente el paso de flujo óptimo (HPLC/UHPLC) en el editor del instrument method. El sistema de gestión de muestras de flujo a través de aguja (SM-FTM-R) utiliza un mecanismo de inyección directa para inyectar muestras extraídas de placas y viales en una columna cromatográfica. Los Loop de extensión opcionales, que se instalan entre la aguja de muestra y la válvula de inyección, pueden aumentar el volumen de inyección más allá de la capacidad de la aguja de muestra (el Loop de extensión de 50 µL se incluye en la configuración estándar). El sistema de gestión de muestras de flujo a través de aguja también puede diluir las muestras cuando se utiliza la opción de dilución automática. El controlador de temperatura de muestra se puede programar entre 4 y 40°C.	1.00	0.01	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.
Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 0.01
Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total	0.01

Observaciones:
#36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.8671707; cfcardona@sena.edu.co#

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CO1.PCCNTR.8671707

CUDE: 096ec31fccbb8892c721ab2ad40862b84cb0d5fe44a0ce679a254fef44b88e238f8af217e4f77ad3beaa9e195de09747
CUIFE factura: 0ee95f5dd43655bc5b6533626b43978f287bdf2fb22719ef4a74cbe5a8fa197c53998eedce8326f1bdfdd85c49233324