

Oxímetro de pulso portátil (Pulsoxímetro)**País de procedencia:** China**Unidad de venta:** Unidad**Código Imcolmedica:** 01004779**Referencia:** A330**Uso:**

- Centros médicos
- Consulta externa
- Hospitales
- Clínicas
- Medicina domiciliaria
- Homecare

Características:

- Oxímetro de pulso portátil compacto, pequeño, ligero y de fácil manejo
- Alimentación con baterías alcalinas o recargables.
- Medición de SPO₂ (saturación arterial de oxígeno) y FC (frecuencia cardiaca) en paciente adulto, pediátrico y neonatal.
- Cubierta de protección de silicona y soporte estable para el uso de mesa.
- Indicador de voltaje de batería baja.
- Apagado automático después de 3 minutos sin señal.
- Iluminación intensa, pantalla LCD para una adecuada visibilidad de pulso.

- Alarmas visuales y audibles.

Especificaciones técnicas:

- **Pantalla de visualización:** 2.8" - tipo TFT LCD
- **Área de visualización:** 58 x 43 mm
- **Dimensiones:** 145mm (largo) x 83mm (ancho) x 33mm (alto).
- **Peso:** 195 gr (Sin sondas, ni batería)
- **Batería interna:** 4 pilas alcalinas AAA o 1800mA, batería recargable de litio.
- **Duración:** 15 horas de operación continua con una batería nueva y completamente cargada
- **Temperatura ambiente:** 25 °C
- **Tiempo de almacenamiento de datos:** 360 horas.
- **Rango saturación:** 35% a 99%
- **Resolución SPO₂:** 1%
- **Exactitud SPO₂:** +/- 2% (70% a 90%), no especificado (0% a 69%).
- **Rango FC:** 0 - 250 LPM
- **Resolución FC:** 1



Oxímetro de pulso portatil (Pulsoxímetro)



- Precisión FC: +/- 1 BPM

Aplicación:

- Equipo médico usado para medir la saturación de oxígeno en la sangre de un paciente.

Accesorios:

- Sensor SPO2 adulto.
- Cable USB con adaptador.
- Manual de operación
- Batería recargable
- Cubierta de protección en silicona

Advertencias y recomendaciones:

- El oxímetro es un dispositivo normalmente sellado, por lo tanto, se debe mantener la superficie seca y limpia e impedir cualquier líquido infiltrándolo.
- El dispositivo debe colocarse apropiadamente, se deben evitar caídas, fuertes vibraciones u otros daños mecánicos.
- No utilice el oxímetro en presencia de anestésicos inflamables, sustancias explosivas, vapores o líquidos.
- No tire, ni levante el oxímetro por su cable de conexión, ya que puede conducir a la caída del equipo.
- No compatible con resonancia magnética.

Registro INVIMA:

- 2013EBC-0010510





Oxímetro de pulso portátil (Pulsoxímetro)



Especialista de producto:



311 231 10 72



especialista.producto3@imcolmedica.com.co

Soporte comercial:



318 281 87 54



soporte.comercial2@imcolmedica.com.co

