


LÍNEA DEL PRODUCTO	Instrumental Dimeda		
PRODUCTO	PINZA DE DISECCION ADSON CON GARRA DE 12 CM CAT: 10.180.12		
REFERENCIA	10.180.12	CÓDIGO IMCOLMEDICA	02201887
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD		
REGISTRO SANITARIO	2017DM-0000933-R1	MARCA / FABRICANTE	
PAÍS PROCEDENCIA	DIMEDA / ALEMANIA	DIMEDA	



cm ADSON
12,0 10.180.12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
USO DEL PRODUCTO

HOSPITALES, CLÍNICAS, SALAS DE CIRUGÍA

CARACTERÍSTICAS

PARA SUJETAR Y ATRAER TEJIDOS DELICADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. * LONGITUD DE 12 CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS

0

INSTRUCCIONES DE USO

- VALIDAR INTEGRIDAD, FUNCIONALIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
- SUJETAR Y ATRAER TEJIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.
- POSTERIOR AL USO, PROCEDER A PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
- ESTERILIZACIÓN A VAPOR

RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INMEDIATA
- LA SUCIEDAD NO DEBE SECARSE
- DESMONTAR COMPLETAMENTE LAS PIEZAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
- EL INSTRUMENTAL NO UTILIZADO DEBE PROCESARSE IGUAL QUE EL INSTRUMENTAL USADO
- TODO EL INSTRUMENTAL NUEVO DEBE PASAR POR EL CICLO DE TRATAMIENTO ANTES DE SU PRIMER USO
 - ENJUAGAR CON AGUA DESMINERALIZADA
 - NO SUMERGIR EN SOLUCION SALINA NORMAL
 - NO TIRAR EL INSTRUMENTAL
- NO DEJAR EL INSTRUMENTAL EN SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN POR TIEMPO PROLONGADO.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES
DATOS TEMPERATURA
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO
DATOS ELÉCTRICOS
VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO
ESPECIALISTA DEL PRODUCTO

IMPORTADO	(601) 745 4117
#N/D	

SOPORTE COMERCIAL

