

COTIZACIÓN N° 0742026-02 BIO



VFO03 V8- emisión abr/20/06 - revisión sep 18/09/2025

Cliente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Atn. Mónica Lucía Castañeda Correa
Ciudad: Medellín

Fecha: **martes, 7 de abril de 2026**

Cordial Saludo

De acuerdo con su amable solicitud cotizamos lo siguiente:

IT	CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA %	TOTAL C/IVA	ENTREGA
1	1	705320	<p>Las pipetas electrónicas Transferpette® combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire accionadas por pistón mecánico de BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.</p> <p>Características: -El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C). -Cinco prácticos programas: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación. -Fácil calibración: permite realizar ajustes rápidos de la Transferpette® electronic sin herramientas. -Volumen 2 - 20 µl -Voltaje (100-240 V / 50-60 Hz) -Paso: 0.2 -Precisión en % (±) 1,0% -Precisión en µl (±) 0,2 µl -Coeficiente de variación (%) 0,4 % -Coeficiente de variación (%) 0,4 µl</p> <p>DIN EN ISO 8655:2022.</p>	BRAND	\$ 3.207.651	\$ 3.207.651	19	\$ 3.817.105	90 Dias

2	1	705323	<p>Las pipetas electrónicas Transferpette ® combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire accionadas por pistón mecánico de BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.</p> <p>Características: -El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C). -Cinco prácticos programas: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación. -Fácil calibración: permite realizar ajustes rápidos de la Transferpette® electronic sin herramientas. -Volumen 10 - 200 µl -Voltaje (100-240 V / 50-60 Hz) -Paso: 0.2 -Precisión en % (±) 1,6 % -Precisión en µl (±) 0,8 µl -Coeficiente de variación (%) 0,2 % -Coeficiente de variación (%) 0,4 µl</p> <p>DIN EN ISO 8655:2022.</p>	BRAND	\$ 3.207.651	\$ 3.207.651	19	\$ 3.817.105	90 días
3	1	705326	<p>Las pipetas electrónicas Transferpette ® combinan las propiedades mundialmente probadas de las pipetas de desplazamiento de aire accionadas por pistón mecánico de BRAND con las ventajas de un dispositivo electrónico.</p> <p>Características: -El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente autoclavable (121 °C). -Cinco prácticos programas: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación. -Fácil calibración: permite realizar ajustes rápidos de la Transferpette® electronic sin herramientas. -Volumen 100 - 1000 µl -Voltaje (100-240 V / 50-60 Hz) -Paso: 0.2 -Precisión en % (±) 0,6 % -Precisión en µl (±) 6 µl -Coeficiente de variación (%) 0,2 % -Coeficiente de variación (%) 2µl</p> <p>DIN EN ISO 8655:2022.</p>	BRAND	\$ 3.207.651	\$ 3.207.651	19	\$ 3.817.105	90 Dias
					SUBTOTAL		9.622.953		
					IVA		1.828.361		
					TOTAL		11.451.314		



OBSERVACIONES:

LOS TIEMPOS DE ENTREGA COTIZADOS SON SALVO VENTA PREVIA SUJETO A DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO
AL ELABORAR SU ORDEN FAVOR VERIFICAR REFERENCIA Y DESCRIPCION; EN PRODUCTOS DE IMPORTACION ESPECIAL NO SE ACEPTA DEVOLUCION

Pedidos mínimos de \$ 350.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali).



Vigencia de la Oferta **15 DIAS**

Esperamos tener el gusto de atenderlos.



Ma. Alejandra García.

Gerente BIO

bio@spltda.com

cel 3017688640

Cali - Colombia



Bienvenido

Para Scientific Products SAS es un placer tener la oportunidad de servirle, para lo cual hemos diseñado políticas para la prestación de nuestro servicio.

- El plazo de pago de facturas es 30 días o de acuerdo a lo pactado
- Pago de facturas:
 - Transferencia Electrónica
 - Entrega de cheque
 - Consignación
- Pedidos mínimos de \$ 350.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali).
- Para productos de entrega local con costo inferior a \$ 50.000 se realizará el envío con pago contraentrega o se entregará en las instalaciones de Scientific Products SAS.
- Se aceptan devoluciones con autorización escrita hasta 8 días después de recibido el producto por las siguientes razones:
 - Producto no solicitado
 - Por error en código cometido por Scientific Products
 - Producto en mal estado
 - Fecha de caducidad corta según lo pactado

Nota: No se aceptan devoluciones de producto en mal estado, con alteración del empaque y/o con leyendas diferentes a las originales del producto.

No se aceptan devoluciones de productos de importación especial, ni productos refrigerados o congelados, a menos que sean devoluciones relacionados con errores cometidos por Scientific Products SAS.

- El tiempo de entrega para productos se empleará de la siguiente manera:
 - En stock es de 1 a 3 días hábiles para Cali, por fuera de la ciudad de 3 a 5 días hábiles.
 - Para productos de consecución nacional 7 días hábiles, 15 días calendario.
 - Para productos de importación 60 a 90 días calendario.
 - Para productos Dangerous (Catalogados peligrosos según clasificación de las Naciones Unidas) 120-150 días calendario.
- Los productos se entregarán con una caducidad máxima de acuerdo a las siguientes políticas:

- Para reactivos mínimo 11 meses
 - Para productos de microbiología o biológicos de tipo refrigerado de una vida útil corta, mínimo dos (2) meses a su vencimiento.
- Productos refrigerados no se despachan los días jueves ni viernes.
 - Para solicitud de garantías favor enviar su requerimiento por escrito.



- El periodo de garantía por defectos de fabricación será el especificado en las cotizaciones y perderá su validez en los siguientes casos:
 - Uso inapropiado del bien (cuando el equipo o sus accesorios son empleados para un fin diferente para el cual fueron diseñados)
 - Mal trato del bien (Abuso, golpe, accidentes y alteración)
 - Variaciones de Voltaje.
 - Instalaciones no apropiadas para su funcionamiento (Según recomendaciones del fabricante establecidas en el Manual de Operación)
 - Conexión Eléctrica y operación sin Polo a Tierra.
 - Intervención técnica por personal ajeno a Scientific Products SAS.
 - Uso bajo condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación del equipo (establecidas en el Manual de Operación).
 - Uso de los insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante o por Scientific Products SAS.
 - Si el bien no está instalado y operando de acuerdo con las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante; si el equipo no está vinculado a un programa de mantenimiento preventivo y predictivo.
- Para atención a sugerencias, quejas y reclamos comunicarse al PBX 6411100 o al correo electrónico servicioalcliente@spltda.com



**Scientific
Products**
Productos para Laboratorio




NIT.805.014.913-0

Nuestras Representaciones directas



NIT 805.014.913 - 0

- Para realizar pedidos o modificaciones de los mismos comunicarse con el Asesor comercial asignado.

 Elaborado por:	 Aprobado por:
 Revisado por:	