

Referencia Reporte: **58583**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                  |                         |                                             |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Equipo<br>Autoclave (Ind)        | Serie<br>NT             | Servicio<br>Laboratorio Clínico             |
| Código-Placa<br>IMAUT-0303/38503 | Código ECRI             | Ubicación<br>Preparación medios de cultivos |
| Marca<br>Paffor                  | Riesgo                  | Edificio<br>Edificio Principal              |
| Modelo<br>NT                     | Clasificación Biomédica |                                             |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización        | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 84452    | Preventiva  | Sábado 11, Abril 2026 | Miércoles 15, Abril 2026 | 15:20 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo                               | Respuesta | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Verificar temperaturas y presiones en los procesos de esterilización. | Realizado | Ninguna       |
| Limpiar filtros de cámaras.                                           | Realizado | Ninguna       |
| Verificar funcionamiento de las trampas de condensados.               | Realizado | Ninguna       |
| Realizar pruebas de disparo de la válvula de seguridad.               | Realizado | Ninguna       |
| Limpiar filtros y trampas.                                            | Realizado | Ninguna       |
| Hacer pruebas a los procesos para certificar funcionamiento.          | Realizado | Ninguna       |
| Limpiar y ajustar tableros y controles eléctricos.                    | Realizado | Ninguna       |
| Calibrar controles y temperaturas en los procesos de esterilización.  | Realizado | Ninguna       |
| Verificar funcionamiento de bomba de agua.                            | Realizado | Ninguna       |
| Verificar funcionamiento de electroválvulas.                          | Realizado | Ninguna       |
| Verificar funcionamiento de elemento resistencia térmica              | Realizado | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

No registra.

#### HERRAMIENTAS

| Nombre              | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---------------------|-------|--------|-------|------------------|
| herramienta de mano |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

| Nombre                | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| bio clean chemi clean |       |        |       |       |

#### REPUESTOS

No registra.

#### ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final  
Equipo en funcionamiento normal

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

#### OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|-------------|--------------|---------|
|---|-------------|--------------|---------|

|   |                                       |                     |                                                   |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | REPORTE CREADO: Tecnico: Haiver Marin | 2026-04-15 15:20:31 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA<br>(Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: ok.                 | 2026-04-16 09:36:10 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)          |
| 3 | REPORTE CERRADO: ok.                  | 2026-04-16 09:36:16 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)          |

---