



Anillas redondas para plomo Bel-Art™ con revestimiento de vinilo Vikem™

15,9 mm

Altura (Sistema Métrico):

15,9 mm

Descripción

Protege y estabiliza la cristalería costosa. Los anillos de plomo son seguros para usar con cristalería de laboratorio frágil.

Protege y estabiliza la cristalería costosa. Los anillos de plomo son seguros para usar con cristalería de laboratorio frágil.

- Estabilizar la cristalería sumergida en baños de agua.
- Reducir la flotación, las roturas y los derrames de productos químicos.
- Resistente a productos químicos
- No raya los frascos.

Esterilizable en autoclave

No esterilizable en autoclave.

Se sostiene

Matraces (de 250 a 1000 ml)

Forma

Anillo

Esterilidad

No estéril

Para uso con (equipo)

Frasco de 250 a 1000 ml/ml

Longitud (métrica)

89 mm

Diámetro exterior (métrico)

8,9 cm

Tipo de producto

Anillo de plomo

Diámetro (métrico) interior

5,1 cm