



IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

FICHA TÉCNICA


NOMBRE	MANGO PARA BISTURI N° 4
REFERENCIA	06.104.00
CÓDIGO IMCOLMEDICA	02201687
MARCA / PAÍS	DIMEDA / ALEMÁN

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

UNIDAD DE VENTA	UNIDAD
-----------------	--------

USO	HOSPITALES, CLÍNICAS, SALAS DE CIRUGÍA
-----	--

CARACTERÍSTICAS	ACERO INOXIDABLE • 13,5 cm DE LONGITUD • ESTERILIZABLE A VAPOR PARA ACOPLAR LA HOJA DE BISTURÍ N° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 36 PARA REALIZAR CORTE Y SECCIÓN DE TEJIDOS EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS.
-----------------	--



ACCESORIOS INCLUIDOS	N/A
----------------------	-----

INSTRUCCIONES DE USO	VALIDAR INTEGRIDAD, FUNCIONALIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO • ACOPLAR / MONTAR LA HOJA DE BISTURÍ CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR CORTE Y SECCIÓN DE TEJIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.. • POSTERIOR AL USO, PROCEDER A PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.
----------------------	---

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO	• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INMEDIATA • LA SUCIEDAD NO DEBE SECARSE • DESMONTAR COMPLETAMENTE LAS PIEZAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO • EL INSTRUMENTAL NO UTILIZADO DEBE PROCESARSE IGUAL QUE EL INSTRUMENTAL USADO • TODO EL INSTRUMENTAL NUEVO DEBE PASAR POR EL CICLO DE TRATAMIENTO ANTES DE SU PRIMER USO • ENJUAGAR CON AGUA DESMINERALIZADA • NO SUMERGIR EN SOLUCION SALINA NORMAL • NO TIRAR EL INSTRUMENTAL • NO DEJAR EL INSTRUMENTAL EN SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN POR TIEMPO PROLONGADO.
---------------------------------------	---

Calle 36 Nro. 15-42 Bogotá – Colombia **PBX Administrativo:** (571) 2889858 **Call Center** (571) 2871811

<https://ecommerce.webimcolmedica.com/>
www.imcolmedica.com.co - info@imcolmedica.com.co

ULT. ACTUALIZACION 2020