



			DIRECCION GENERAL		REGIONAL BOGOTÁ				REGIONAL NOROCCIDENTE			REGIONAL NORORIENTE			REGIONAL NORTE			REGIONAL OCCIDENTE			REGIONAL ORIENTE			REGIONAL SUR			REGIONAL SUROCCIDENTE			CANTIDAD TOTAL														
ITEM	DESCRIPCION TÉCNICA	REFERENCIA O NUMERO DE PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIOS TÉCNICOS	TOTAL	ESTUPEFACIENTES	ETRAZA	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL BOGOTÁ	ESTUPEFACIENTES	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL NOROCCIDENTE	ESTUPEFACIENTES	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL NORORIENTE	ESTUPEFACIENTES	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL NORTE	ESTUPEFACIENTES	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL OCCIDENTE	ESTUPEFACIENTES	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL ORIENTE	BIOLOGIA	ESTUPEFACIENTES	TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL SUR	ESTUPEFACIENTES		TOXICOLOGIA	TOTAL REGIONAL SUROCCIDENTE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MARCA	REFERENCIA	DIRECCION PAGINA WEB	OBSERVACIONES				
1	Aislante del repulsor (repeller insulator) para detector MS 5975 y 5973	G1099-20133	Unidad				2	2	4					2	2						2	2	2	2							10													
2	Batería de litio de repuesto para agrafador electrónico	5190-3192	Unidad																		2	2									2													
3	Tuerca de columna capilar para conexión de tubo de acero inoxidable (Internal nut, CFT capillary fitting)	G2855-20530	Unidad																		1	1	2	2	2			2	2			6												
4	Columna PURSUIT PFP 50x4,6 mm 3 µm , Tamaño de poro 200 Å	A3051050X046	Unidad					4	4		5	5																				9												
5	Férrula de metal flexible, diámetro interno 0,6 mm, compatible con columnas diámetro interno de 0,25 mm a 0,32 mm. Compatible con detectores FID, MS, TCD, ECD para GC y GC/MS	G3188-27505	Paquete x10 unidades											2	2								2	2				5	5			9												
6	Aislante de lentes (lens insulator) para GC/MS específicamente 597X MSD y compatible con 5973, 5975, 5977	G3170-20530	Unidad				2		2					1	1			1	1									2	2			7												
7	Aislante, lente de extracción (Insulator, extraction lens). Para MSD 5977	G3870-20530	Unidad	2	2											1	1	2	1	1	2						2	2	4		1	1	11											
8	Mezcla completa de pesticidas para LC/MS. (Mezcla Concentración de 100 µg/mL de cada sustancia)	5190-0551	Paquete de 8 ampollas cada una de 1 mL					1	1					1	1																	2												
9	Mezcla de compuestos para LC-MS para ESI -TOF (Electrospray Ionization Time-of-Flight) contiene 5 mM purine, 1 M ammonium formate, 0.5 mM HP-0285, 0.1 mM HP-0321, 0.2 mM HP-1221, 0.2 mM HP-1821, 0.5 mM HP-2421	G1969-85003	Paquete de 7 ampollas cada una de 2 mL					2	2																							2												
10	Resorte helicoidal inclinado (Canted coil spring), diámetro exterior 8,9 mm, para LC-MS	G2571-67001	Unidad								1	1																				1												
11	Filtro de vapor de aceite para bomba de vacío Edwards E2M18 para equipo Agilent.	1535-4970	Unidad					4	4												4	4										8												
12	Válvula de salida con sello integrado, tipo N para aplicaciones en fase normal, 600 bar (Outlet valve Chanel A), compatible para sistemas 1100 LC , 1120 LC, 1200 LC, 1220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC y 1260 Infinity LC.	G1312-60167	Unidad	2	2			2	2																							4												
13	Paño para limpieza y mantenimiento de GC-MS, sin pelusa, 23 x 23 cm, reutilizable.	05980-60051	Paquete x 15 unidades unidades	3	3									3	3			1	1		1	1	2	2			3	3	6			16												
14	Hojas abrasivas de óxido de aluminio, 30 µm, 5 unidades por paquete. Para tareas de limpieza y mantenimiento en sistemas de cromatografía.	5061-5896	Paquete x 5 unidades unidades					1						1	1													2	2	4			6											
15	Solución de para sintonización de LCMS tipo "ESI LOW CONCENTRATION TUNING MIX", multicomponente, solvente utilizado: acetonitrilo	G1969-85000	Frasco por 100 mL					6	6		3	3																				9												
16	Kit de Solución de referencia API-TOF (Reference Mass Solution Kit).	G1969-85001	Ampolla aproximado de 2,2 mL					4	4		12	12																				16												
17	Tuerca de columna autoajutable, para accesorios de inyector y detector Agilent CG -MS 7890	G3440-81011	Unidad				4		4					2	2	2		2					1	1								9												
18	Kit de reemplazo de filtro de entrada universal, incluye filtro de entrada, capilares flexibles de 105 mm, capilar de acero inoxidable de 130 x 0,12 mm, unión, capilar de conexión de columna de 150 x 0,12 mm, para equipo Agilent.	G1960-67100	Unidad					2	2																							2												
19	Unión a presión universal, ultra inerte (Ultra Inert). Compatible con tamaños de columna de 0,10 mm a 0,75 mm	5190-6979	Paquete x 10 unidades					1	1																							1												
20	Columna para cromatografo de gases, fase: HP Blood Alcohol, de 7,5 m longitud, 0,32 mm diámetro interno, 20,00 µm espesor de película.	19091S-510 19091S-511	Unidad																									4	4			4												
21	Columna para cromatografo de gases, de Sílice fundida desactivada (Deactivated Fused Silica), de 10 m de longitud, 0,10 mm diámetro interno, 0,36 mm diámetro externo	160-2635-10	Unidad					1	1		1	1		2	2						1	1	1	1				2	2		1	1	9											
22	Férrulas de metal flexibles UltraMetal Plus de diametro interno de 0,4 mm, para para cromatografo de gases- espectrometro de masas, compatible con columnas de diametro interno de 0,1 mm a 0,25 mm, columnas de diametro externo de 0,36 mm a 0,39 mm	G3188-27501	Paquete x 10 unidades	2	2			1	1						2		2						2	2				5	5			12												
23	Tubo capilar ProSteel de acero inoxidable, desactivado, diámetro interno 0,53 mm, longitud de 5 m, diámetro externo de 0,67 mm	160-4535-5	Unidad					1	1		1	1		2	2			1	1		1	1	1	1				3	3		2	2	12											
24	Kit de accesorios para nebulizador de ionización por electrospray (ESI), contiene portaaguja (G1946-20174), férrula, nebulizador, poliamida y grafito (G1946-20213) y aguja ESI (G1960-20032)	G1946-68703	Unidad					2	2																							2												
25	Malla abrasiva, grano 4000 (4 µm)	8660-0827	Unidad								12	12																					12											
26	Sello retenedor de ceramica para LC	5042-8952	Unidad	4	4						1	1																				5												
27	Kit de sellos lavables para la bomba de LC/MS referencia 1260 Infinity	G1310-68742	Kit	4	4			2	2																							6												
28	Tuerca de columna para línea de transferencia en MSD, autoajutable	G3440-81013	Unidad				2		2				2		4		4															8												
29	Sonda de muestra, desactivada, para el muestreador del headspace Agilent 7697 A	G4556-63825	Unidad	1	1			1	1		1	1		6	6			1	1		1	1	1	1				2	2		2	2	16											
30	Férrula larga de 15 % grafito y 85 % Vespel, sin agujero para GC & GC/MS	5181-3308	Paquete x 10 unidades			1			1																		1		1			2												
31	Férrula de 15 % grafito y 85 % Vespel, sin agujero para GC & GC/MS CORTA	5190-4054	Paquete x 10 unidades			1			1															1	1		1		1			3												
32	Cartucho para válvula de entrada activa, 600 bares, para G1312B, compatible con G1310B y G1311B.	G1312-60020	unidad	2	2			2	2		2	2																				6												

