

**Anexo 1. Relación de Equipos del Método Analítico DETECCIÓN DE ANTICUERPOS
CONTRA *Brucella abortus* EN SUERO POR AGLUTINACIÓN CON ROSA DE BENGALA PARA
LABORATORIOS AUTORIZADOS**

EQUIPO	Marca	Código interno	Fecha último mantenimiento	N° Certificado de Calibración/ Caracterización o verificación
Centrífuga con protección para aerosoles				No aplica
Agitador de tubos				No aplica
Refrigerador (con intervalo de temperatura 2°C a 8°C). En lo posible no se deben tener neveras domésticas				Adjuntar al presente anexo el certificado de caracterización
Termómetro (s) calibrados en temperatura ambiente en el intervalo de 18°C a 25°C				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Termómetros externos para el seguimiento de temperaturas de medios isotermos (en caso de que los equipos no tengan display).				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Congelador con temperatura máxima -20°C				Adjuntar al presente anexo el certificado de caracterización
Autoclave (no se permiten ollas de esterilización)				Adjuntar al presente anexo el certificado de calificación
2 Micropipetas monocanal que incluyan volúmenes de 25 µl, 30 µl, 75 µl				Adjuntar al presente anexo el certificado de calibración
Cronómetro				No aplica
Lámpara de luz blanca				No aplica