



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

PN HOCEN SA 039 2021

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA.

ADENDA No. 1

El Hospital Central de la Policía Nacional en aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, expide la presente adenda siendo éste el documento por medio del cual la Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones PN HOCEN SA 039 2021, por tal motivo y de conformidad con las respuestas resultado de las observaciones la Entidad modifica los siguientes anexos, quedando estos así:

ANEXO No. 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

GRUPO N° 1 SISTEMA DE PRESION NEGATIVA					
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
				SI	NO
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA · APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA · KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS · TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM · COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	UNIDAD			
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/ APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA · ESTERIL · APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA · KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS · TAMAÑO 18X13X3.5CM+/- 5CM · COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	UNIDAD			
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA · ESTERIL · APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA · KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS · TAMAÑO 25.5X15 X3,2CM+/- 5CM · COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	UNIDAD			
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD			
	· APOSITO ABDOMINAL EN FORMA DE SOMBRILLA				
	· CON CAPA PROTECTORA VISCERAL DE POLIURETANO FENESTRADA				
	· CON DOS ESPUMAS PERFORADAS				
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD			

	· ESTERIL				
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS				
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD			
	· ESTERIL				
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS				
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC				
	· ESTERIL				
	· TRANSPARENTE				
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR				
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD				
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 500CC				
	· ESTERIL				
	· TRANSPARENTE				
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR				
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD				
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
9	CANISTER DE 800CC+/- 200CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 800CC en +/- 200cc				
	· ESTERIL				
	· TRANSPARENTE				
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR				
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD				
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 1000CC+/- 100CC				
	· ESTERIL				
	· TRANSPARENTE				
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR				
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD				
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS				
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO				
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD			
	· ESTERIL				
	· SIRVE PARA CONECTAR DOS ALMOHADILLAS A AL SISTEMA				
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUAL				
	· POLIPROPILENO, TERMOPLÁSTICO Y NYLON				
	· RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y COMPRESIÓN				

ANEXO No. 2
FICHA TECNICA

GRUPO No. 1 SISTEMA DE PRESION NEGATIVA AL VACIO			
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO UNSPSC
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	
	· APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/ APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM		
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· TAMAÑO 25.5X15 X3,2CM+/- 5CM		
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD	· 4231000 - Productos para el cuidado de heridas. · 42312600 - Productos de terapia de presión negativa para heridas
	· APOSITO ABDOMINAL EN FORMA DE SOMBRILLA		
	· CON CAPA PROTECTORA VISCERAL DE POLIURETANO FENESTRADA		
	· CON DOS ESPUMAS PERFORADAS		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS			
· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO			
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 900CC+/- 100CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		

9	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
	CANISTER DE 800CC		
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 800CC+/- 200CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
10	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS	UNIDAD	
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
	CANISTER DE 1000CC+/-100CC		
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS		
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· SIRVE PARA CONECTAR DOS ALMOHADILLAS A AL SISTEMA		
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUAL		
	· POLIPROPILENO, TERMOPLÁSTICO Y NYLON		
	· RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y COMPRESIÓN		

ANEXO No. 3

INFORMATIVO PRECIOS TECHO

GRUPO No. 1 SISTEMA DE PRESION NEGATIVA AL VACIO							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2021	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2022	VALOR TOTAL VIGENCIA 2021 - 2022
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	1	\$345.000,00	\$70.000.000,00	\$56.000.000,00	\$126.000.000,00
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	1	\$445.000,00			
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	1	\$322.000,00			
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD	1	\$1.250.000,00			
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD	1	\$267.070,00			

6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD	1	\$252.578,00			
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD	1	\$380.000,00			
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD	1	\$470.000,00			
9	CANISTER DE 800CC+/- 200CC	UNIDAD	1	\$490.000,00			
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD	1	\$650.000,00			
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD	1	\$56.000,00			
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD	1	\$121.951,00			

ANEXO No. 4
PORCENTAJE DE IVA

ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE IVA
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	__%
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	__%
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	__%
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD	__%
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD	__%
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD	__%
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD	__%
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD	__%
9	CANISTER DE 800CC+/- 200CC	UNIDAD	__%
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD	__%
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD	__%
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD	__%

Atentamente,

17 NOV 2021

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional (E)

Proyectó: **SR. ROCIO AGUDELO CRUZ**
Analista de Contratos HOCEN
Revisó: **CT. SAID GALLO URINA**
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: **MT. JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ**
Jefe Área administrativa HOCEN (E)
Revisado por: **PT. MONTSERRAT OLGA ISABEL RENGIFO CAMPOS**
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN (E)

Fecha de elaboración: 17/11/2021
Ubicación: Documentos /procesos 2021

Humanismo y Calidad Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial
Carrera 59 N° 26 – 21 CAN Segundo Piso
Teléfonos: 2201635
hocen.qucot4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

