

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Nuestra Señora del Tránsito	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: _____	Marca: Vyaire / Care Fusion
Teléfono: _____	Modelo: VELA
Ciudad: Tocancipa	S/N: CAT05068
Contrato: Garantía	Ubicación: OCT
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:
- Ningún problema reportado por el cliente.
- Visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS
- Verificación en general del equipo por estado y funcionamiento.
- Se realizan pruebas UVT = Fugas, lures, interruptores, Tom, Calibración de celdas.
- Verificación de parámetros = UVI, VLE, VM, PIP, PEEP, Frecuencia, FIO2, Tiempos, T.E = OK.
- Verificación del funcionamiento de pantalla sensible al tacto, mezclador nebulizador, batería, alarmas = OK.
- Limpieza interna del equipo.
- Verificación del curso de Transporte = OK.
- Pruebas finales de desempeño del Ventilador = OK.

OBSERVACIONES:
- Se entrega el equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante y se anexa protocolo de mantenimiento preventivo.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: CAMILO MORENO	H. Llegada: 9:00 am	Nombre: Jenny Ballester
Cargo: ITOMEDICO	H. Salida: 10:00 am	Cargo: SOPORTE TECNICO
Firma: CAMILO MORENO		Firma: Jenny Ballester

IDENTIFICACION

Nombre de Equipo: VENTILADOR DE PACIENTE

Marca: CAREFUSION

Modelo: VELA

Serie: CAT05068

Activo:

Institución/Ubicación: Hospital Nuestra Señora del Tío

Servicio: CAT 0508-UCI

Fecha: 14 / 07 / 2021

HTV: 3630

HTT: 3630

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	CUMPLE			No.	ACTIVIDAD	CUMPLE		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
1.	Verificación de estado general	✓			11.	Alarma Frecuencia Alta	✓		
2.	Prueba de fugas	✓			12.	Alarma Vm Bajo	✓		
3.	Prueba de luces	✓			13.	Alarma Pmax Baja	✓		
4.	Prueba de membranas	✓			14.	Alarma Pmax Alta	✓		
5.	Prueba de alarmas	✓			15.	Alarma Apnea	✓		
6.	Calibración celda de O ₂ (21%-100%)	✓			16.	Cambio Kit Mantenimiento Anual			✓
7.	Funcionamiento de Nebulizador	✓			17.	Cambio de Batería			✓
8.	Funcionamiento de pantalla táctil	✓			18.	Cambio de filtro de refrigeración			✓
9.	Prueba de batería	✓			19.	Cambio de Celda de O ₂			✓
10.	Limpieza filtro de refrigeración	✓			20.	Otros			✓

VERIFICACION DE PARAMETROS

No.	PARAMETRO	VALOR DE REFERENCIA	RANGO DE TOLERANCIA	VALOR		CUMPLE	
				INICIAL	FINAL	SI	NO
1.	Vm	6 L	± 1.2L	6	6	✓	
2.	VT	500 mL	± 10%	500	500	✓	
3.	PEEP	5 cmH ₂ O	± 2 cmH ₂ O	5	5	✓	
4.	Frecuencia	12 rpm	± 2 rpm	12	12	✓	
5.	PIP	Monitoreada	± 2 cmH ₂ O	24	24	✓	
6.	I:E	1:6.3	± 10%	1:6.3	1:6.3	✓	
7.	Ti	0.68s	± 0.5s	0.68	0.68	✓	
8.	O ₂	21%	20% - 22%	21	21	✓	
9.	O ₂	30%	27% - 33%	28	28	✓	
10.	O ₂	60%	55% - 65%	59	59	✓	
11.	O ₂	90%	85% - 95%	89	89	✓	
12.	O ₂	100%	95% - 100%	99	99	✓	

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Instrumento	Marca	Serie
Equipo de verificación	TSI	40810705018

OBSERVACIONES

Equipo OK.

ENTREGA

Instrumentación SA		Institución		Estado	
Firma:	Genny Barba	Firma:	CAMILLO MORENO	Aprobado	✓
Nombre:	Genny Barba	Nombre:	ANDRES CAMILO MORENO	Correctivo	
Cargo:	Supervisor Técnico	Cargo:	BIOMÉDICO	Fuera de Servicio	
Fecha:	14 / 07 / 2021	Fecha:	14 / 07 / 2021		