

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atencion Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguez@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.


Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

No.	Producto	Cant.	V/Uni	V/Total
1	<p>Prueba rápida NADAL® COVID-19 IgG/IgM en cassette Marca: Nal Von Minden País de fabricación: Alemania</p>  <p>Descripción. La prueba NADAL® COVID-19 es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 en muestras de sangre entera, suero o plasma humanos. La prueba pretende ser una ayuda en el diagnóstico de infecciones primarias y posibles infecciones secundarias con SARS-CoV-2. Diseñado para uso profesional.</p> <p>Características del rendimiento Evaluación del Test usando muestras clínicas de pacientes convalecientes en comparación con PCR Sensibilidad del diagnostico: 98,8% Especificidad de diagnostico: 98.7% Concordancia general: 98,7%</p> <p>Ventajas - Alta sensibilidad y especificidad. - Fácil de usar - Alta sensibilidad y especificidad. - Resultados rápidos y confiables en solo 10 minutos - Las pruebas se pueden realizar con sangre entera, suero o plasma - La prueba se puede almacenar a temperatura ambiente.</p> <p>Presentación: 25 test por Kit</p> <p>Incluye - 25 test en casete NADAL® COVID-19 IgG/IgM* - 25 pipetas desechables (5 µL) - 1 búfer (3 mL) - 1 manual de instrucciones</p> <p>243003N-25 243003N-25 Nal Von Minden</p>	45	1.000.000	45.000.000

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atencion Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguez@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.


Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

<p>2</p>  <p>iAMP® COVID-19-100 iAMP® COVID-19-100 Atila BioSystems, Inc</p>	<p>Kit de detección iAMP® COVID-19 Marca: Atila BioSystems, Inc. País de fabricación: Estados Unidos de América</p> <p>Certificados FDA (Para uso solamente bajo Autorización de Uso de Emergencia (USA) Registro INVIMA</p> <p>Descripción El kit de detección iAMP COVID-19 es un ensayo isotérmico fluorescente RT multiplex en tiempo real destinado a la detección cualitativa de ácido nucleico del SARS-CoV-2 en hisopos nasofaríngeos (NP) y orofaríngeos (OP) recolectados de pacientes. El kit de detección iAMP COVID-19 es una prueba de amplificación isotérmica de transcripción inversa en tiempo real. La prueba se basa en una tecnología patentada de amplificación isotérmica denominada amplificación OMEGA. Los juegos de cebadores OMEGA están diseñados para detectar específicamente ARN y cADN posterior de los genes N y ORF-1ab del virus SARS-CoV-2 de pacientes con signos y síntomas de infección sospechosos de COVID -19.</p> <p>Para uso Diagnóstico in Vitro</p> <p>Características especiales: - Tipos de muestra: Hisopos nasales, hisopos nasofaríngeos y / o hisopos orofaríngeos recolectados en seco con el dispositivo de recolección de muestras Atila. - Procesamiento de la muestra: sin extracción previa de ARN viral, ni purificación de ácidos nucleicos, minimiza el riesgo de contaminación y ahorra costos. - Especificidad: detección fluorescente en tiempo real. - Rápido: la incubación y la detección se puede tener en aprox 90 minutos. - No se requieren pruebas por lotes. - Instrumentos: Compatible con Atila Power-Gene 9600 Plus, Bio-Rad CFX96, ABI7500 y otros instrumentos RT-qPCR de uso común con canales FAM/HEX.</p> <p>Presentación: Kit para 100 pruebas</p> <p>Incluye Código: iAMP-COVID19-100 Kit de Deteccion iAMP® COVID-19 - Mezcla de iniciadores (COVIDPM), Solución Amortiguadora (COVIDBM), Molde de control positivo (COVIDPC), Molde de control negativo (COVIDNC) - Instrucciones de uso</p> <p>Código: iAMP-COVID19-SCD Dispositivo de recogida de muestras Atila ® COVID-19 - Hisopos de fibra sintética con ejes de plástico (100 hisopos empacados individualmente para cada kit) - Tubos de recolección (100 tubos para cada kit) - Solución amortiguadora A para muestras (COVID-6XSBA) - Solución amortiguadora B para muestras (COVID-30XSBB).</p>	<p>45</p>	<p>10.000.000</p>	<p>450.000.000</p>
--	--	-----------	-------------------	--------------------

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atencion Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguezbc@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.




Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

<p>3</p>  <p>A63880 A63880</p>	<p>Agencourt AMPure XP- Perlas paramagneticas para purificacion Agencourt AMPure XP- Perlas paramagneticas para purificacion de DNA y RNA Marca; BECKMAN COULTER El sistema de Agencourt AMPure XP es un sistema altamente eficiente, fácilmente automatizado PCR purificación de ADN que ofrece una calidad superior sin el arrastre de sal. No requiere centrifugación o filtración, Agencourt AMPure XP se puede utilizar fácilmente en el manual y automatizado de 96 o 384 pocillos formatos. Frasco x 5 mL</p>	<p>1</p>	<p>6.770.862</p>	<p>6.770.862</p>
<p>4</p>  <p>CSR100 CSR100 Gen follower</p>	<p>Caja para cryoviales DESCRIPCIÓN Caja de 100 celdas para almacenamiento de cryoviales 1,5 mL/ 2,0 mL. Especificaciones Técnicas. Fabricada en Policarbonato Especial para almacenamiento a bajas temperaturas. Presentación UNIDAD CARACTERÍSTICAS Fabricado en polipropileno. Esterilizable Sistema de cierre a presión. Para almacenamiento hasta a -190°C. Tapa con numeración para fácil ubicación de tubos.</p>	<p>100</p>	<p>32.000</p>	<p>3.200.000</p>
<p>5</p>  <p>FTR1000-96R FTR1000-96R Gen follower</p>	<p>PUNTAS PARA MICROPIPETAS Descripción Puntas para micropipeta largas de 1000uL con filtro en Rack Especificaciones Técnicas. Puntas universales de 1000uL con filtro, en Rack. Color Natural, Esterilizadas, graduadas, Esterilizable en autoclave a 121 ° C. Libre de RNasa, DNasa, metales y ADN humano detectables, PCR puro, libre de endotoxinas Diseño universalmente compatible puede funcionar con marcas líderes de pipetas como Gilson, Biohit y Eppendorf. Ideal para pipetas monocanal y multicanal. Presentación: RACK X 960 Unidades</p>	<p>12</p>	<p>245.120</p>	<p>2.941.440</p>

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atencion Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguez@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.




Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

<p>6</p>  <p>FTR100--96 Gen follower</p>	<p>PUNTAS PARA MICROPIPETAS Descripción: Puntas para micropipeta de 100uL con filtro en Rack</p> <p>Especificaciones Técnicas. Puntas universales de 1000uL con filtro, en Rack. Color Natural, Esterilizadas, graduadas, Esterilizable en autoclave a 121 ° C. Libre de RNasa, DNasa, metales y ADN humano detectables, PCR puro, libre de endotoxinas Diseño universalmente compatible puede funcionar con marcas líderes de pipetas como Gilson, Biohit y Eppendorf. Ideal para pipetas monocanal y multicanal.</p> <p>Presentación: RACK X 960 Unidades</p>	<p>12</p>	<p>204.267</p>	<p>2.451.204</p>
<p>7</p>  <p>FTR10-96 FTR10-96 Gen follower</p>	<p>PUNTAS PARA MICROPIPETAS Descripción Puntas para micropipeta de 10uL con filtro en Rack</p> <p>Especificaciones Técnicas. Puntas universales de 10uL con filtro, en Rack, Color Natural, Esterilizadas, graduadas. Esterilizable en autoclave a 121 ° C. Libre de RNasa, DNasa, metales y ADN humano detectables, PCR puro, libre de endotoxinas Diseño universalmente compatible puede funcionar con marcas líderes de pipetas como Gilson, Biohit y Eppendorf. Ideal para pipetas monocanal y multicanal.</p> <p>Presentación: RACK X 960 Unidades</p>	<p>12</p>	<p>205.901</p>	<p>2.470.812</p>
<p>8</p>  <p>FTB1000-10 FTB1000-10 Gen follower</p>	<p>PUNTAS PARA MICROPIPETAS Descripción Puntas para micropipeta de 1000uL con filtro.</p> <p>Especificaciones Técnicas. Puntas universales largas de 1000uL con filtro en BOLSA, Color Azul, graduadas, pre esterilizadas Esterilizable en autoclave a 121 ° C. Libre de RNasa, DNasa, metales y ADN humano detectables, PCR puro, libre de endotoxinas Diseño universalmente compatible puede funcionar con marcas líderes de pipetas como Gilson, Biohit y Eppendorf. Ideal para pipetas monocanal y multicanal.</p> <p>Presentación: BOLSA X 1000 UNIDADES</p>	<p>12</p>	<p>187.108</p>	<p>2.245.296</p>

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atención Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguez@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.




Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

<p>9</p>  <p>FTB100-10-R FTB100-10-R Gen follower</p>	<p>PUNTAS PARA MICROPIPETAS Descripción Puntas para micropipeta de 100uL con filtro Natural</p> <p>Especificaciones Técnicas. Puntas universales de 100uL con filtro, en BOLSA , Color Natural, ultrabaja retención, graduadas, pre esterilizadas. Esterilizable en autoclave a 121 ° C. Libre de RNasa, DNasa, metales y ADN humano detectables, PCR puro, libre de endotoxinas Diseño universalmente compatible puede funcionar con marcas líderes de pipetas como Gilson, Biohit y Eppendorf. Ideal para pipetas monocanal y multicanal.</p> <p>Presentación BOLSA X 1000 UNIDADES</p>	<p>12</p>	<p>160.000</p>	<p>1.920.000</p>
<p>10</p>  <p>FTB10-10-R FTB10-10-R Gen follower</p>	<p>PUNTAS PARA MICROPIPETAS Descripción Puntas para micro pipeta largas de 10uL con filtro</p> <p>Especificaciones Técnicas. Puntas universales largas de 10uL con filtro, en BOLSA, Color Natural, ultrabaja retención, pre esterilizadas. Esterilizable en autoclave a 121 ° C. Libre de RNasa, DNasa, metales y ADN humano detectables, PCR puro, libre de endotoxinas Diseño universalmente compatible puede funcionar con marcas líderes de pipetas como Gilson, Biohit y Eppendorf. Ideal para pipetas monocanal y multicanal.</p> <p>Presentación BOLSA X 1000 UNIDADES</p>	<p>12</p>	<p>153.609</p>	<p>1.843.308</p>
<p>11</p>  <p>MCTB015 MCTB015 Gen follower</p>	<p>TUBO PARA MICROCENTRIFUGA Descripción TUBO PARA MICROCENTRIFUGA CON TAPA A PRESION DE 1,5 ML</p> <p>Especificaciones Técnicas. Tubo cónico de 1,5 ml, pre esterilizado, Libre de RNasa, y DNasa, No pirogénico, No DNA humano. Tapa a presión, libre de endotoxinas</p> <p>Presentación BOLSA X 500 UNIDADES</p>	<p>20</p>	<p>31.134</p>	<p>622.680</p>
			<p>SUBTOTAL:</p>	<p>519.465.602</p>
			<p>DESCUENTO:</p>	<p>0</p>
			<p>IVA:</p>	<p>4.648.465</p>
			<p>TOTAL:</p>	<p>524.114.066</p>

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atención Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguezbc@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.

Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA OFERTA

Validez de la Oferta	30 días	Garantía	Para insumos remitirse a las condiciones comerciales
Forma de Pago	30 días fecha factura	BPL realiza instalación	NO Incluye
Entrega Estimada	Inmediato salvo venta previa	Certificado de Calibración	NO Incluye
Descuentos	No Aplica	Flete	Incluye
Servicios Preventivos	No Incluye Servicios Preventivos	Guacal	Incluye

CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA OFERTA:

- Despachos mínimos de \$ 500.000 (Quinientos mil pesos MCTE), para pedidos fuera del territorio urbano., Bogotá D.C.
- Pedidos menores a \$ 500.000 (Quinientos mil pesos MCTE), fuera del territorio urbano de Bogotá D.C., se enviaran flete al cobro o según instrucciones de despachador del comprador.
- Despachos a distribuidores NO incluyen flete a destino.
- Entregas a distribuidores en Bogotá D.C., se realizarán en bodega de BPLMEDICAL.
- Productos marcados con (*) son exentos de IVA.

Condiciones de uso, responsabilidad y otro estándar para reactivos y dispositivos médicos comercializados por BPL MEDICAL S.A.S.

- Los productos e insumos suministrados por BPL MEDICAL S.A.S incluyen sus respectivos manuales de usuario, servicio e insertos donde se especifican entre otros; condiciones de uso, precauciones, especialidad de producto, procedimientos de la prueba, limitaciones de procedimiento, condiciones de almacenamiento, componentes requeridos y suministrados y componentes requeridos y no suministrados, fundamento o principio de la prueba, significación clínica, advertencias, parámetros para auto analizadores, requerimiento de instalación, análisis de riesgos y mantenimientos,. Cualquier uso diferente, afectación de la vida humana o fallas por mala instalación o mal uso será responsabilidad del comprador.
- Es responsabilidad del comprador leer todos los documentos entregados con nuestros productos, dispositivos y/o reactivos, a pesar de que hayan sido explicados por BPL MEDICAL S.A.S., cualquier duda o inconveniente relacionado con el uso y/o manejo de nuestros productos, quejas o reclamos sobre los mismos serán atendidos oportunamente, a través del PBX +57 1 338 1028 en Bogotá D.C., o por correo electrónico svcliente@bplmedical.com o contacte a su asesor de confianza.
- El suscriptor de este documento, acepta las presentes condiciones para efectos de ser considerado como cliente de BPL MEDICAL S.A.S, y está de acuerdo en mantener libre a BPL MEDICAL S.A.S. de responsabilidades, daños, demandas, multas, penas, costos y gastos directos o indirectos, incluyendo honorarios legales que puedan surgir o estén relacionados con el uso, recepción, manipulación, disposición o cualquier otra actividad adicional que involucre el producto.
- El comprador que adquiere los productos, debe cumplir con lo dispuesto por el decreto 3770 del 2004 y 4725 del 2005, y las normas que las complementen, reglamente o sustituyan en relación con el almacenamiento, distribución, exportación, transporte y comercialización.
- Para el adecuado uso de reactivos de diagnostico in vitro en humanos o en animales, el comprador debe cumplir con las condiciones de uso establecidas por el INVIMA o el ICA según corresponda; cualquier uso diferente será responsabilidad del comprador.
- El cliente acepta mediante esta cotización de oferta, que el uso que le va a dar a los productos suministrados por BPL MEDICAL S.A.S, es el adecuado y según indicaciones del fabricante.
- Los reactivos, deben ser conservados y transportados en todo momento, según las indicaciones dadas por el fabricante en su correspondiente inserto.

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atencion Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguezbc@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.

Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

- El comprador acepta que BPL MEDICAL S.A.S instruyo frente al NO uso de reactivos que no estén aceptables en su empaque primario y secundario.
- El uso de los productos por fuera de su fecha de vencimiento o por fuera de la cadena de frio, NO esta aprobado por BPL MEDICAL S.A.S.
- Por solicitud del cliente, BPL MEDICAL S.A.S. podrá suministrar las hojas de seguridad de materiales (MSDS) y fichas técnicas de equipos de acuerdo con la normatividad vigente.
- Para verificar la calidad y buen uso de los productos suministrados por nuestra organización, uno de nuestros representantes lo visitara periódicamente, y atenderá sus solicitudes.
- Con la compra de productos por parte del cliente a BPL MEDICAL S.A.S., acepta de forma explícita, las condiciones consignadas en la presente cotización de oferta.
- El comprador acepta que no adelantará, ningún tipo de reventa o transferencia a terceros de los productos objeto del presente instrumento.
- Cualquier inquietud o dificultad que se tenga, por favor consulte con BPL MEDICAL S.A.S., antes de tomar cualquier decisión.
- El personal que opera los productos debe ser profesional de la salud calificado y capacitado.

Garantía para Equipos:

- Tiempo en meses: Según se estipule en la tabla relacionada en la parte superior de esta oferta comercial.
- A partir de la fecha de instalación cuando la instalación corra por cuenta de BPL MEDICAL SA.S.,
- A partir de la fecha de factura cuando la instalación corra por cuenta del cliente.
- Si la instalación corre por cuenta de BPLMEDICAL pero las condiciones locativas, de personal o de recursos para la instalación no están disponibles o adecuadas por parte del usuario final, la garantía correrá después de 30 días calendario de haberse despachado el equipo.
- La garantía de equipos No cubre daños por mala manipulación, sobre voltajes, eventos de la naturaleza o cualquier otro atribuible a mal uso por parte del usuario.
- La garantía no cubre piezas como baterías, papel registro de temperatura, tintas o cualquier otro elemento que se entienda como insumo del equipo.
- Nuestra oferta NO incluye adecuaciones locativas, eléctricas y de infraestructura de ni de ningún tipo. El comprador garantiza las adecuaciones suficientes para la instalación y buen funcionamiento del (los) dispositivos incluidos en esta oferta comercial.

Garantía para insumos o consumibles:

- Por defectos de fábrica: Dentro de los 8 días después de la fecha de despacho.
- Por rupturas o averías durante el transporte: Dentro de los 8 días después de la fecha de despacho.
- Por fechas de vencimiento: Mínimo con tres meses antes de la fecha de caducidad.
- El comprador garantiza que cuenta con las condiciones adecuadas para el almacenamiento de los productos adquiridos. Daños por mal almacenamiento, humedad, temperatura, sobre apilamiento o cualquier otro ocasionado por malas condiciones de la bodega no están incluidos en la garantía.

Garantía para repuestos y mano de obra:

- Repuestos NO instalados por personal de BPL MEDICAL: NO tienen garantía.
- Repuestos instalados por personal de BPL MEDICAL: 3 meses.

Entidad FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Atencion Rodriguez Beltran James Hernando

Cargo Profesional de Negociación Dispositivos Médicos

Email jrodriguez@cardioinfantil.org

Dirección CL 163 A 13B 60

Teléfono 6672727 Ext. 53410

Fax

Ciudad Bogota D.C.

Fecha

Septiembre 14 de 2020

Vendedor Angela Nova Banco de Tejidos & Células Mad

COTIZACION No

COT8779

Notas Generales

- Nuestra oferta no incluye tramite de registros, permisos o cualquier otro que se requiera para el buen funcionamiento y uso de los equipos e insumos contenidos en esta oferta.
- Para entregas, formas de pago y fletes, remítase a la tabla inmediatamente después de la oferta comercial.
- No se aceptaran devoluciones por productos, partes y piezas solicitadas por error del cliente.
- El cliente entiende y acepta que de presentarse un error en el precio de esta oferta comercial y que coloque en riesgo el equilibrio económico del negocio, BPL MEDICAL S.A.S. procederá a su respectiva actualización, aún cuando se encuentre vigente.