

Bogotá, abril 7 de 2026

CLIENTE: AGROSAVIA
CONTACTO: Francy Marcela Guerrero
DEPENDENCIA: Adquisiciones
DIRECCION: C.I Tibaitata
TELEFONO: 9144677 / 3142989341
EMAIL: fguerrero@agrosavia.co
CIUDAD: Mosquera, Cundinamarca

Ref: Evento # 160595

OFERTA No. 2604501

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	SUMATORIA
COLORANTE PARA ACIDOS NUCLEICOS GEL-RED, 10.000X EN AGUA MARCA: BIOTIUM MODELO: 41003 ORIGEN: ESTADOS UNIDOS https://biotium.com/product/gelred-nucleic-acid-gel-stain/	4	\$ 698.000	\$ 2.792.000
Presentación: Vial x 0.5 ml. Para trabajo con transiluminadores convencionales de luz UV con longitud de onda entre 250 y 360 nm. Gel Red™ emite fluorescencia en color rojo, sensible, estable y seguro para el medio ambiente diseñado para teñir o dsDNA, ssDNA o ARN en geles de agarosa. Gel-Red™ puede ser usado para tinción de gel post-electroforesis o tinción de gel precast. Una serie de pruebas de seguridad han confirmado que Gel -Red™ no es citotóxico, ni mutagénico a la concentración de trabajo, no traspasa las membranas celulares ni los guantes de latex. Su seguridad se demuestra por el ensayo de Ames. (Ver ficha de seguridad anexa.) Fácil eliminación: pruebas de seguridad ambiental aprobado para su eliminación directa por el desagüe o en la basura regular.			

CONTÁCTANOS



CRA 15a Bis No 58a - 45 / Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 8 140 200 / Cel: 313 36120 86
www.tecnigenltda.com
E-MAIL: info@tecnigenltda.com



TecniGen LTDA



TecniGenLTDA



tecnigenltda



TecniGen LTDA



Ultrasensible; mayor resolución y brillo de las imágenes.
Estable a temperatura ambiente para almacenamiento a largo plazo.
Uso en diferentes procedimientos.
Gel Red™ reemplaza EtBr sin cambio de configuración óptica; reemplaza SYBR® sin cambio de configuración óptica.
Sin fecha de vencimiento.

SUBTOTAL

\$ 2.792.000

IVA

\$ 530.480

TOTAL

\$ 3.322.480

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO

Se solicita el pago al contado comercial de 30 días luego de realizar la entrega de los elementos a entera satisfacción del cliente.

FLETES Y COSTOS DE LEGALIZACION

Todos los gastos que incluyen el envío de la mercancía al lugar de destino final y costos de pólizas de legalización corren por cuenta de **TecniGen Ltda.**

ENTREGA E INSTALACION.

El ítem será entregado en la Universidad Industrial de Santander (UIS), Km 2, Via Guatiguará, Piedecuesta, Torre GECT1, Piso 4, oficinas 407-408 AGROSAVIA. dentro de los siguientes ocho (8) días después de haber recibido la orden de compra.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Las condiciones y términos expresados para esta oferta tienen una validez de treinta (30) días.

Cordialmente,

TECNI GEN
NIT 830145062-0

Sergio Baquero López
Asesor Técnico y Comercial.

CONTÁCTANOS

CRA 15a Bis No 58a - 45 / Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 8 140 200 / Cel: 313 36120 86
www.tecnigenltda.com
E-MAIL: info@tecnigenltda.com



TecniGen LTDA



TecniGenLTDA



tecnigenltda



TecniGen LTDA

