




- Equipo teléfono marca Panasonic modelo KX- T7705 con número de serie 7ECKE224498, Se valida numeración asignada en planta, se comprueba pulsadores y secuencias, se realizan llamada de ingreso y salida y funciona correctamente.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.

VENTANILLA

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo Computador torre marca Compaq modelo 1005 SFF con número de serie 4CE1400PF9, Equipo no se revisó ya que se trasladó almacén y se va enviar al área de mantenimiento para validar si merece la pena repotenciarse o sino dar de baja.

SIAU

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo impresora láser marca Ricoh modelo IM 430F con número de serie 3350PB02065, Se valida estado de tambor y del fusor, estado adecuado, se limpian filtros de ventilación del equipo, se valida estado del lente de escaneo, equipo en buen estado y se configura actualización del firmware.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Computador marca Compaq modelo 100- 101LA con número de serie 4CI35203KW, Se valida disco duro en buen estado, se comprueban tiempos de lectura y escritura son adecuados, se validan archivos de arranque de inicio, se validan programas, además se presenta anomalía en el funcionamiento de periféricos de entrada.

Nota: Se recomienda realizar aumento de RAM y actualizar el sistema operativo, además de cambiar el teclado y el mouse ya que no funcionan adecuadamente.



- Equipo computador torre marca Acer modelo VERITON X2660G con número de serie DTVQWAL00984908C7D3000, Se valida el estado de disco duro en buen estado, se verifican tiempos de lectura y escritura son excelentes, se validan archivos de arranque de inicio no presentan ninguna infracción de integridad, se instala pc manager para control de rendimiento, se soplete y limpian ventiladores, se valida estado de teclado y mouse, Se crea punto de restauración.

Nota: Equipo en buen estado, pero se recomienda cambio de teclado por desgaste en caracteres de las teclas y desgaste de mouse.



- Equipo teléfono marca Panasonic modelo KX- HDV230 con número de serie 6HACB005410, Se valida numeración asignada en planta, se comprueba pulsadores y secuencias, se realizan llamada de ingreso y salida y funciona correctamente.

"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



Nota: Se valida que en lista negra está el número de odontología, por eso cada vez que se llamaba sonaba ocupado, equipo en buen estado y óptimo.



VACUNACION

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador torre marca Dell modelo VOSTRO 3681 con número de serie 49CR973, Se valida el estado de disco duro en buen estado, se verifican tiempos de lectura y escritura son excelentes, se validan archivos de arranque de inicio no presentan ninguna infracción de integridad, se instala pc manager para control de rendimiento, se soplete y limpian ventiladores, se valida estado de teclado y mouse, Se crea punto de restauración. Además, se crea copia de archivos.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



CONSULTORIO 1

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador torre marca Acer modelo VERITON X2660G con número de serie DTVQWAL00984908C9B3000, Se valida el estado de disco duro en buen estado, se verifican tiempos de lectura y escritura son excelentes, se validan archivos de arranque de inicio no presentan ninguna infracción de integridad, se instala pc manager para control de rendimiento, se soplete y limpian ventiladores, se valida estado de teclado y mouse, Se crea punto de restauración.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



- Equipo teléfono marca Panasonic modelo KX- T7705 con número de serie No registra, Se valida numeración asignada en planta, se comprueba pulsadores y secuencias, se realizan llamada de ingreso y salida y funciona correctamente.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo.



- Equipo Impresora marca HP modelo LASERJET PRO M402N con número de serie PHBHD54949, Se valida el tambor fotoconductor sin rallones y se elimina excesos de toner, el cartucho del toner en buen estado, el funcionamiento del fusor es el adecuado.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo.




CONSULTORIO 2

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador marca compaq modelo 1005 SFF con número de serie 4CE1400PBZ, Se valida el estado de disco duro en buen estado, se verifican tiempos de lectura y escritura son excelentes, se validan archivos de arranque de inicio no presentan ninguna infracción de integridad, se instala pc manager para control de rendimiento, se soplete y limpian ventiladores, se valida estado de teclado y mouse, Se crea punto de restauración Y eliminan archivos lls y algunos temporales innecesarios.

Nota: Equipo en buen estado, pero se recomienda el cambio del teclado ya que los caracteres de las teclas se borraron.



- Equipo impresora marca EPSON modelo L5190 con número de serie X5NQ006378, Se valida test de inyectores, se realiza solo una limpieza y queda resultado adecuado, se realiza alineación de cabezal tanto horizontal como vertical mediante patrones, se actualiza el firmware y se realiza pruebas de escaneo. se validan niveles de tinta.

"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumetica@outlook.com – compumeticaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumetica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



Nota: Se recomienda tener presente los niveles de tinta principalmente color negro.



CONSULTORIO 3

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador torre marca Acer modelo VERITON X2660G con número de serie DTVQWAL00984908CA23000, tiempos de lectura y escritura son excelentes, se valida disco duro en buen estado, se validan archivos de arranque de inicio algunos defectuosos, pero se reparan, se instala pc manager, Se realiza cambio de unidad de CD por error de lectura.

Nota: Se realizó cambio de la unidad de CD con el equipo de farmacia funcionando correctamente, se recomienda cambio de teclado por desgaste en caracteres en las teclas y daño en el mouse en el pulsador derecho.




"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo impresor laser marca HP modelo LASERJET PRO M402N número de serie PHBHD54965, Se valida el tambor fotoconductor con rallones y se elimina excesos de tóner, el cartucho del tóner en buen estado, el funcionamiento del fusor es el adecuado.

Nota: Se valida niveles de tinta baja y el tambor fotoconductor presenta desgaste por eso genera manchas, pero personal indica que ya tienen repuesto del cartucho del tóner o también llamado kit de mantenimiento del tóner.



- Equipo teléfono marca Panasonic modelo KX- T7705 con número de serie 7ECKE224501, Se valida numeración asignada en planta, se comprueba pulsadores y secuencias, se realizan llamada de ingreso y salida y funciona correctamente.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo.

ODONTOLOGIA 1

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador torre marca Acer modelo VERITON X2660G con número de serie DTVQWAL00984908C903000, se evidencia rendimiento bajo, se ajusta rendimiento en procesos de arranque y consumo secundario, se desinstala 3 antivirus lo cual también afectaba el rendimiento, se recomienda repotenciar equipo. Se valida archivos de arranque sin ninguna afectación.

Nota: Se recomienda formatear el equipo y repotenciar aumentando la RAM y cambiando disco mecánico ha solido

"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo teléfono marca Panasonic modelo KX- T7705 con número de serie 7CKE224640, Se valida numeración asignada en planta, se comprueba pulsadores y secuencias, se realizan llamada de ingreso y salida y funciona correctamente.

Nota: Se evidencia que el equipo no tiene línea se valida funcionalidad de teléfono adecuado, se valida planta telefónica tiene asignación y salida, pero se encuentra error en el distribuidor de puertos, se valida puerto de odontología V10, se genera conexión línea queda funcionando y se realizan pruebas numero asignado 107.

ODONTOLOGIA 2

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador torre marca Compaq modelo 1005 SFF con número de serie 4CE1400PMT, Se valida disco duro que es mecánico y está en riesgo de particiones y sus tiempos de escritura y lectura son deficientes, se comprueba archivos de arranque de inicio y no tiene infracciones de integridad, como el rendimiento es bajo se realiza configuración de efectos de visualizaciones y se configura memoria virtual para mejorar algún porcentaje el rendimiento.

Nota: Se recomienda cambio de disco mecánico ha Solido y aumento de RAM para así mejorar rendimiento del equipo. Además de cambiar el teclado por desgaste en caracteres de las teclas.




"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo teléfono marca Panasonic modelo KX- T7705 con número de serie 7ECKE224639, Se comprueban pulsadores y funcionalidad del equipo, no recibe señal se valida rj11 en buen estado, se valida en planta que no tiene salida ni asignación.

Nota: Equipo funciona, pero no es usado.

TERAPIA FISICA

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo computador torre marca Compaq modelo 1005 SFF con número de serie 4CE1400PD1, Se valida estado de disco duro en buen estado tiempos de lectura y escritura con tiempos deficientes, se valida archivos de arranque algunos defectuosos, pero se reparan, se genera punto de restauración, se evidencia daño en la unión de la base del monitor.

Nota: Se realiza cambio del monitor y se recomienda cambio de disco duro mecánico ha Solido y aumento de RAM, además de cambiar el teclado por desgaste en caracteres.



- Equipo Teléfono marca Panasonic modelo KX- T7705 con número de serie 7ECKE224499, Se valida funcionamiento del teléfono es adecuado, pulsadores adecuados, no tiene conectividad por falta de caja y falta de salida en planta telefónica.

Nota: Equipo funciona, pero no es usado.

"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



SISTEMAS DE INFORMACION

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo torre servidor marca DELL EMC modelo POWER EDGE T40 con número de serie CTZLKD3, se valida rendimiento es adecuado, se comprueban mediante comandos archivos de arranque del sistema sin infracciones de integración, se actualiza parches del sistema operativo, se realiza limpieza de ventiladores.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



- Equipo circuito de cámaras marca Dahua modelo DHI- NVR4216- 16P con número de serie 4L074E8PAZ95A84, Se valida configuración y asignación de cámaras, se realiza validación de almacenamiento, se realiza limpieza de las cámaras y se enfocan adecuadamente, Se valida conectividad y visualización de las 16 cámaras.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumetica@outlook.com – compumeticaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumetica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo planta telefónica marca Panasonic modelo KX- HTS32 con número de serie KX- HTS32LA- 9IBCM00487, Se realiza la validación de la configuración de cada número y la asignación de ip de los teléfonos ip, se realiza limpieza de las tarjetas de extensiones.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.

ALMACEN

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo portátil marca Acer modelo ASPIRE A315- 53 con número de serie NXH38AL0038240F7D23400, el equipo presenta lentitud y rendimiento muy bajo, su carcasa está deteriorada, se debe ajustar guías de sujeción ya que están sueltas, se lleva al área de mantenimiento para reparar algunas guías de pantalla.

Nota: Rendimiento bajo y carcasa dañada, se recomienda repotenciar si se desea mejorar rendimiento, o dar de baja.

- Equipo portátil marca Acer modelo ASPIRE A315- 53 con número de serie NXH38AL0038240F3BB3400- FE133400, el equipo presenta lentitud y rendimiento muy bajo, su carcasa está deteriorada, se debe ajustar guías de sujeción ya que están sueltas, se lleva al área de mantenimiento para reparar algunas guías de pantalla.

Nota: El equipo presenta mucha lentitud y sus visaras están muy sueltas, carcasa deteriorada, por tanto, se recomienda dar de baja.

RADIOLOGIA

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82R4 con número de serie PF4XZNFV, Se realiza validación de funcionamiento e instalación de pc manager, Equipo se encuentra en garantía e ingresa a inventario.

"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



PIC

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82YT con número de serie PF5KHETX, Se realiza validación de funcionamiento e instalación de pc manager, Equipo se encuentra en garantía e ingresa a inventario.
- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82YT con número de serie PF5KDE4M, Se realiza validación de funcionamiento e instalación de pc manager, Equipo se encuentra en garantía e ingresa a inventario.
- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82YT con número de serie PF5KGWTA, Se realiza validación de funcionamiento y preventivo según ítems.
-

AREA APS


A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z482148, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio, algunos defectuosos, pero se reparan, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.

- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z48314H, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio, algunos defectuosos, pero se reparan, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumetica@outlook.com – compumeticaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907


Web: www.compumetica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z220148, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio, algunos defectuosos, pero se reparan, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.




- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z31814E, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio, algunos defectuosos, pero se reparan, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z452149, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio, algunos defectuosos, pero se reparan, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z538148, Equipo no se pudo revisar en sitio a pesar de que se estuvo 3 días en visita, la persona encargada indico que estaba muy ocupada y que no podía entregar el equipo.

Nota: Equipo no inspeccionado.


- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z19114B, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio y no tienen infracción de integridad, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z410145, Equipo se encuentra con daño en carcasa por caída o posible golpe, se realiza apertura para lograr unir la parte que se soltó y daño, se evidencia gran parte de las pestañas de sujeción rotas las restantes de arreglan, se evidencia antivirus 360 se procede a eliminar, se recomienda mientras no se pague la licencia de un antivirus evitar usar las versiones free y usar el del sistema operativo.

Nota: Se recomienda evitar más caídas ya que parte de la carcasa quedo con pocos pines de sujeción y no se podría acoplar pieza, rendimiento y funcionamiento de software es adecuado.



"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumedica@outlook.com – compumedicaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907


Web: www.compumedica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá




- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z24914B, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio, algunos defectuosos, pero se reparan, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z412149, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio y no tienen infracción de integridad, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso.



- Equipo portátil marca ASUS modelo VIVOBOK E1504 con número de serie S4N0CV01Z253146, se realiza validación de disco duro en buen estado, se verifica tiempos de lectura y escritura son excelentes, se inspecciona archivos de arranque de inicio y no tienen infracción de integridad, se crea punto de restauración del sistema, Se instala anydesk y Anyviewer. Además de pc manager para mantenimientos futuros. Además, se ingresa a inventario.


Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso

"No somos los únicos, pero nos esforzamos por ser los mejores"

E-mail compumetica@outlook.com – compumeticaservicios@outlook.com / Móvil 3214051173-3219799907

Web: www.compumetica-jacc.jimdo.com

Dirección: Calle 5 # 15- 15 Piso 3 - Sogamoso – Boyacá



- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82YT con número de serie PF5PJ5SX, Equipo ingresa a Inventario, Se valida rendimiento adecuado, Equipo en garantía.
- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82YT con número de serie PF5PJ1EV, Equipo ingresa a Inventario, Se valida rendimiento adecuado, Equipo en garantía.
- Equipo portátil marca Lenovo modelo 82YT con número de serie PF9XB5516250, Equipo ingresa a Inventario, Se valida rendimiento adecuado, Equipo en garantía.

SALA CONFERENCIA

A los equipos se les realiza el respectivo mantenimiento preventivo según ítems y actividades según fabricante anexados en hojas de vida, a continuación, damos a conocer los casos más relevantes por área para su conocimiento:

- Equipo VideoBeam marca EPSON modelo POWERLITE E20, Equipo se valida estado del foco, nivelación y enfoque de imagen, se realiza contraste de colores, Se inspecciona conectividad y velocidad de transiciones, Se ajusta soporte.

Nota: Equipo en buen estado y óptimo para uso

