



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

OFERTA COMERCIAL


Señores
NIT
Atención
Cargo
Ciudad:
Dirección:
Ciudad Entrega
Dirección Entrega

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
820003850

Tunja
CL 16 9 41
Tunja
POR CONFIRMAR

Respetados Señores:

De acuerdo a su amable solicitud estamos enviando cotización por los productos y/o Servicio solicitados:

ÍTEM	IMAGEN	QTY	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA (MESES)	VALOR UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL CON DESCUENTO
1		1.00	LAMPARA QUIRURGICA HYLEC C5/C5 MINDRAY 0455B-CTO-S01-C5/C5 LÁMPARA QUIRÚRGICA HYLEC C5 MINDRAY ES UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN QUIRÚRGICA INNOVADORA Y DE ALTO RENDIMIENTO. CON SU TECNOLOGÍA MPST, DISEÑO DE LENTE OPTIMIZADO, TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE DE 3,500 A 5,100K EN CINCO RANGOS (OPCIONAL) Y CAPACIDAD DE COBERTURA AMPLIA, ESTA SERIE ELEVA LA PRECISIÓN Y LA EFICIENCIA EN EL QUIRÓFANO. LA SERIE HYLEC C PRESENTA UNA LENTE BIÓNICA DE "ESTRUCTURA DE OJO COMPUESTO", QUE PERMITE UN PUNTO DE LUZ CON UN DIÁMETRO DE HASTA 60 CM.	12	\$ 59,150,000.00	\$ 59,150,000.00	\$ 0.00	\$ 59,150,000.00
2		1.00	PM60 PULSOXIMETRO PORTATIL MINDRAY 0852B-PA00052 PULSOXIMETRO PORTATIL PARA PACIENTES ADULTOS, NIÑOS O RECIÉN NACIDOS; MEDICIONES DE SPO2 Y FRECUENCIA DEL PULSO EN MODO DE MUESTREO Y CONTINUO; LA PANTALLA LCD DE 2,4 PULGADAS, LECTURAS DE SPO2 Y DE LA FRECUENCIA DEL PULSO; BRILLO VARIABLE DE LA PANTALLA PARA AHORRAR BATERÍA; ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES AJUSTABLES; EN EL MODO CONTINUO, LA MEMORIA ADMITE EL ALMACENAMIENTO DE 96 HORAS DE DATOS DE TENDENCIAS DE UN ÚNICO PACIENTE; EN EL MODO DE MUESTREO, LA MEMORIA ADMITE EL ALMACENAMIENTO DE 4.000 CONJUNTOS DE DATOS DE UN MÁXIMO DE 99 ID DE PACIENTE; PUEDE EXPORTAR LOS DATOS DE UN PACIENTE EN TIEMPO REAL A UN PC MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS.	12	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
		1.00	SENSOR SPO2 NEONATAL REUSABLE MINDRAY 518B-30-72107 SENSOR DE SPO2 REUSABLE PARA PACIENTES ADU/PED-DEDO, NEONATAL-PIE	NA				



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

3		UNIBASE 30 MINDRAY 0402B-PA00021 Mesa de Cirugía Eléctrica; Diseño ergonómico y versátil. Capacidad para 185 kg en posición normal, desplazamiento longitudinal de hasta 300mm (opcional). Sistema de freno mecánico para una estabilidad óptima. Placa desmontable para la cabeza, Placas desmontables y separables para las piernas. Pedal de bloqueo en el suelo. Duración de la batería de aproximadamente una semana.	12	\$ 72,400,000.00	\$ 72,400,000.00	\$ 0.00	\$ 72,400,000.00
		 SOPORTE DE PIERNA MINDRAY 115-093670-00	12				
		RECIPIENTE DE DRENAJE CON ABRAZADERA UNI MINDRAY 115-034318-00 Recipiente de drenaje universal que permite la eliminación de líquidos en la posición de litotomía.	12				
4		MAQUINA DE ANESTESIA A5 MINDRAY 2555B-PA00022	12	\$ 109,300,000.00	\$ 109,300,000.00	\$ 0.00	\$ 109,300,000.00
		 SISTEMA DE EVACUACION ACTIVA DE GASES MINDRAY 115-030332-00 SISTEMA DE EVACUACIÓN ACTIVA DE BAJO FLUJO, EL KIT INCLUYE: TANQUE AGSS ALTO FLUJO, MANGUERA DE TRANSFERENCIA DE GASES RESIDUALES. MANGUERA RECEPTOR DE ALTO FLUJO DEL TANQUE AL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE GASES RESIDUALES DEL HOSPITAL, CONECTOR DE TRES VIAS	12				
5		DESFIBRILADOR BENEHEART D30 SPO2-NIBP MINDRAY 0656B-PA00062	12	\$ 25,280,000.00	\$ 25,280,000.00	\$ 0.00	\$ 25,280,000.00
6		BENEFUSION EVP BOMBA DE INFUSION ABIERTA MINDRAY 8612B-PA00242	12	\$ 5,750,000.00	\$ 5,750,000.00	\$ 0.00	\$ 5,750,000.00



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

	UMEC 10 PANTALLA NO TOUCH 10" ECG, NIBP MINDRAY M1K6B-PA00221 1.00 Monitor de Signos Vitales Básico NO TOUCH (ECG, SP2, NIBP, TEMP) Incluye los siguientes accesorios: Cable extensor y sensor de SPO2 Adulto, Cable de ECG con Leads Adulto, Brazaletes con Manguera Adulto y Batería.	12 \$ 4,346,218.49 \$ 4,346,218.49 \$ 0.00 \$ 4,346,218.49
   	UMEC 10 PANTALLA NO TOUCH 10" ECG, NIBP MINDRAY M1K6B-PA00221 1.00 Monitor de Signos Vitales Básico NO TOUCH (ECG, SP2, NIBP, TEMP) Incluye los siguientes accesorios: Cable extensor y sensor de SPO2 Adulto, Cable de ECG con Leads Adulto, Brazaletes con Manguera Adulto y Batería. SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO TIPO CLIP DEDO MINDRAY 512H-30-79061 1.00 SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO TIPO CLIP DEDO, 10-30KG, COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS SPO2 MINDRAY, NECESITA DE UN CABLE INTERFAZ SEGÚN EL MODELO. CABLE INTERFAZ PARA SPO2 MINDRAY MINDRAY 0010-20-42710 1.00 CABLE INTERFAZ PARA SPO2 COMPATIBLE CON MONITORES BENEVISION, BENEVIEW, EPM, IMP, UMEC, IMEC, VS SERIES Y DESFIBRILADORES BENEHEART. CARRO DE TRANSPORTE UMEC/IPM/IMEC/EPM 1.00 MINDRAY 045-003053-00 CARRO DE TRANSPORTE PARA UMEC/IPM/IMEC/EPM, CON MENOS DE 12 PULGADAS	12 \$ 4,800,000.00 \$ 4,800,000.00 \$ 0.00 \$ 4,800,000.00 NA NA 12
9	1.00 CAMA PARA ATENCION DE PARTOS OTROS IXYS 352202	12 \$ 20,655,000.00 \$ 20,655,000.00 \$ 0.00 \$ 20,655,000.00
10	1.00 CARRO DE PARO OTROS 823406	12 \$ 4,036,000.00 \$ 4,036,000.00 \$ 0.00 \$ 4,036,000.00
	CAMILLA HIDRÁULICA 4 SECCIONES BARANDA OTROS SERVICIOS 442201 1.00 Camilla de transporte, fabricada en lamina de acero cold rolled con cubierta de pintura epóxica facilitando su desinfección, rueda pachoques, asas de empuje, barandas de seguridad, capacidad máxima 180kg, tendido 4 secciones en lamina de acero, colchoneta desmontable con espuma de poliuretano de alta densidad, impermeable, antibacterial.	12 \$ 10,394,000.00 \$ 10,394,000.00 \$ 0.00 \$ 10,394,000.00



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

12		ECOGRAFO PORTATIL DOPPLER COLOR E2 SONOSCAPE E2	1.00	12	\$ 42,680,411.00	\$ 42,680,411.00	\$ 0.00	\$ 42,680,411.00
		TRANSDUCTOR CONVEX (1-7MHZ) SONOSCAPE 3C-A	1.00	12				
		TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO (3-15MHZ) SONOSCAPE 6V1	1.00	12				
		CARRO DE TRANSPORTE SONOSCAPE 4006-00661	1.00	12				

	Valor Bruto	\$ 361,291,629.49
	Descuentos	\$ 0.00
	Valor Subtotal	\$ 361,291,629.49
	IVA 19%	\$ 68,645,409.60
	Valor Total	\$ 429,937,039.09



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

CONDICIONES COMERCIALES

1. VALORES Y MONEDA: Los valores unitarios están expresados en Pesos Colombianos (\$). En caso que la oferta incluya Servicios como Instalación y capacitación, servicios de mantenimiento en sitio y transporte. Los precios serán calculados con base en las cantidades de los equipos ofertados y en caso que el Cliente decida no adquirir la totalidad de los productos, la oferta deberá ser re-enviada con las cantidades solicitadas teniendo en cuenta que los precios pueden cambiar.

2. FORMA DE PAGO: A CONVENIR

3. LUGAR DE ENTREGA: El Transporte está Incluido hasta la dirección y ciudad de entrega relacionados en el encabezado de la oferta comercial.

3.1. COSTO DE ENVIÓ: Si el valor de la factura NO supera ochocientos mil pesos (\$800.000), antes de IVA, el valor del envío tendrá un costo de veinticinco mil pesos (\$25.000) incluido IVA, los pedidos con solicitudes de despacho parciales y que en cada despacho no superen ochocientos mil pesos (\$800.000) deben ser autorizados y asumidos por el cliente.

4. CUENTAS BANCARIAS: Para adelantar el proceso de venta es necesario disponer de orden de compra y la consignación por el valor total del pedido en una de las siguientes cuentas a nombre de L.A.S Electromedicina S.A.S.

BANCOLOMBIA Ahorros 188 043 298 77

BANCO DE BOGOTA Corriente 165600255

BBVA Ahorros 0013 00470 2000 3200 8

ITAU Ahorros 011 460 882

5. TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD

6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SITIO: No incluye.

6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se incluye siempre y cuando este discriminado el ítem dentro de oferta económica presentada.

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se relaciona el horario en la prestación de la atención en el área de servicio técnico de lunes a viernes de 07:00 a 17:30, a través de los canales de comunicación: Línea telefónica: +57 317 3651186 y correo: mesadeayuda@laselectromedicina.com.

Posterior a reportar la falla a través del enlace de reporte inmediato a la mesa de ayuda, coordinación de servicio técnico atenderá la novedad telefónicamente en un lapso no mayor a Tres (3) horas con el operador del equipo proporcionado por la institución. Para servicio técnicos en sitio se aplican las condiciones de atención de la garantía relacionadas en la presente oferta.

7. PREINSTALACIONES: En caso de ser necesario ejecutar obras de preinstalación estas correrán por cuenta del cliente, con la asesoría de L.A.S Electromedicina, Quien actúa como orientador en todo el proceso, con el fin de cumplir con las condiciones mínimas del fabricante que permitan la adecuada instalación y funcionamiento de cada equipo. En este caso el cliente deberá enviar una carta certificando que la preinstalaciones cumple con los requerimientos técnicos enviados con anterioridad por L.A.S Electromedicina S.A.S para que la instalación pueda ser programada. Si por algún motivo en el momento de la Instalación se encuentra que alguna de las condiciones de preinstalación no se cumplió y es necesario volver a programar una nueva vista, Esta deberá ser pagada por el Cliente de acuerdo a la cotización que genere el área de servicio técnico.

8. INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN: Se incluye siempre y cuando este discriminado el ítem dentro de oferta

Av. Cll 26 N° 96 J 66 Piso 1 Local 23 y 24

Complejo Empresarial y Hotelero Optimus

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: 746 7278

www.laselectromedicina.com



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

económica presentada.

9. POLITICA DE GARANTIAS Y DEVOLUCIONES (Apartes Art.773 Código de comercio)

9.1. GARANTIAS

9.1.1. Validez de la garantía La presente garantía aplica para todos los Equipos Biomédicos vendidos por L.A.S. La Obligación de L.A.S. bajo esta garantía está limitada a la reparación o el reemplazo, bajo el criterio de L.A.S., de las partes o de los productos defectuosos que son reportados a LA.S. durante el periodo de vigencia de la garantía, los cuales (bajo el diagnóstico de servicio técnico L.A.S.) se determinen estar defectuosos.

9.1.2. Periodo de vigencia de la garantía La garantía para los equipos médicos es de 12 meses y para los accesorios es de 3 meses, a menos de que el producto tenga una garantía diferente y sea pactada por escrito.

9.1.3. Anulación de la garantía

9.1.3.1. Uso inapropiado del bien (cuando el equipo biomédico o sus accesorios son empleados para un fin diferente para el cual fueron diseñados).

9.1.3.2. Mal trato del bien (abuso, golpes, accidentes y alteración).

9.1.3.3. Daños ocasionados por el transporte

9.1.3.4. Conexión a voltajes diferentes al especificado en el manual de operación.

9.1.3.5. Variaciones de voltaje.

9.1.3.6. Instalaciones no apropiadas para su funcionamiento (Según las recomendaciones del fabricante establecidas en el manual de operación).

9.1.3.7. Conexión eléctrica y operación sin polo a tierra.

9.1.3.8. Intervención técnica por personal ajeno a L.A.S.

9.1.3.9. Uso bajo condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación del equipo (establecidas en el manual de operación).

9.1.3.10. Uso de insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante o L.A.S.

9.1.3.11. Si el bien no es instalado y operado de acuerdo con las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante y si no se sigue el plan de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario

9.1.3.12. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia. (Tomado del estatuto consumidor Art. 9)

9.1.4. Partes excluidas de la garantía: Los productos considerados de naturaleza consumible de los equipos biomédicos tales como: brazaletes, membranas, tubos fonendoscopio, sistemas de iluminación led, bombillos, escobillas para motor, filtros, Filtros de Aire, baterías, sensores de SpO2 desechables, papel termo sensible impresión, electrodos desechables, mangueras de succionador, espéculos, etc. NO TIENEN GARANTIA.

9.1.5. Por avería del transportador: En el caso que los productos sean averiados por causa de la transportadora, el cliente deberá dejar evidencia en la guía. Sino se notifica alguna novedad física en el equipo cuando se entrega, se dará por entendido la conformidad en la recepción.

9.1.6. Condiciones de atención de la garantía: Para la atención de la garantía de la tecnología de categoría baja estipulada en la compañía, se debe enviar el equipo biomédico (Limpio y desinfectado - según las instrucciones establecidas en el manual de uso) con su caja original y sus accesorios completos, con previo envío de la solicitud de garantía diligenciada en el formato SGC-ST-FR-0010 dirigida a Servicio Técnico, donde se solicite la garantía y se especifique la marca, el modelo, el número de serial del equipo y el número de la factura de compra de este a LA.S. y copia de la factura de compra del equipo. Enviar a: L.A.S. Electromedicina S.A.S

Av. Cl 26 N° 96 J 66 Piso 1 Local 23 y 24
Complejo Empresarial y Hotelero Optimus
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 746 7278
www.laselectromedicina.com



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

Calle 26 N° 96 J 66 Local 23 Bogotá D.C. Colombia. e-mail: servicio@laselectromedicina.com; calidad@laselectromedicina.com.

Para la tecnología de categoría baja en la compañía, se realizará soporte telefónico desde la mesa de ayuda a la institución. Si después de ejecutar esta atención, se requiere visita presencial, el cliente deberá gestionar y asumir los gastos de viaje y viáticos de nuestro ingeniero al 100%, así se programará no mayor a 48 horas hábiles la visita en sitio. En caso de no ser aceptada este gasto, se dará por efectiva la finalización de la garantía

9.1.7. Condiciones de servicio postventa (puntos de atención): Para la atención de la garantía de la tecnología de categoría baja estipulada en la compañía, se debe enviar el equipo biomédico (Limpio y desinfectado - según las instrucciones establecidas en el manual de uso) con su caja original y sus accesorios completos, con previo envío de la solicitud de garantía diligenciada en el formato SGC-ST-FR-0010 dirigida a Servicio Técnico, donde se solicite la garantía y se especifique la marca, el modelo, el número de serial del equipo y el número de la factura de compra de este a LA.S. y copia de la factura de compra del equipo. Enviar a: L.A.S. Electromedicina S.A.S Calle 26 N° 96 J 66 Local 23 Bogotá D.C. Colombia. e-mail: servicio@laselectromedicina.com; calidad@laselectromedicina.com.

Para la tecnología de categoría baja en la compañía, se realizará soporte telefónico desde la mesa de ayuda a la institución. Si después de ejecutar esta atención, se requiere visita presencial, el cliente deberá gestionar y asumir los gastos de viaje y viáticos de nuestro ingeniero al 100%, así se programará no mayor a 48 horas hábiles la visita en sitio. En caso de no ser aceptada este gasto, se dará por efectiva la finalización de la garantía

9.1.8. Deberes de los consumidores: Los consumidores debe informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, conservación e instalación. (Tomado del estatuto del consumidor Art. 3).

9.1.9. Garantía en servicios de mantenimiento: Tendrá una garantía de 30 días después de prestado el servicio.

9.2. DEVOLUCION

9.2.1. Error de Facturación: Cuando por error involuntario de LA.S. se factura equívocamente productos, precios, referencias o cantidades que difieran de la orden de compra del cliente. El cliente tendrá máximo diez (10) días calendario a partir de la fecha de recepción para solicitar la generación de la nueva factura. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773).

9.2.2 Error en el Despacho: Cuando por error involuntario de LA.S. se envía mercancía equivocada (producto, en cantidades o referencias) la relacionada en la orden de compra y/o factura. En este caso, el producto debe venir en su empaque original, completo y sin daño en la etiqueta; el cliente tendrá máximo diez (10) días calendario a partir de la fecha de recepción para solicitar el nuevo despacho. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773).

9.2.3 Error de Pedido por el Cliente: Cuando por error del cliente se factura mercancía equivocada. El cliente debe enviar un correo o carta describiendo el error de la orden de compra. El cliente tendrá máximo diez (10) días calendario a partir de la fecha de recepción para solicitar la generación de la nueva factura. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773).

Los productos deben venir en su empaque original, completo y sin daño en la etiqueta. En este caso, se realizará

Av. Cll 26 N° 96 J 66 Piso 1 Local 23 y 24
Complejo Empresarial y Hotelero Optimus
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 746 7278
www.laselectromedicina.com



Bogotá D.C

Viernes, 06 de Marzo de 2026

únicamente para cambio con otro producto. Los fletes por devolución y reenvío corren por cuenta del cliente.

9.2.4 Productos en mal estado o no está en su empaque original: Si el producto ha tenido un uso indebido por parte del consumidor, o no cuenta con el empaque original y no están en óptimas o iguales condiciones como se entregó. No se puede hacer devolución.

La aprobación de la devolución está sujeta a las condiciones físicas del producto cuando llegue a las instalaciones de L.A.S. Electromedicina Bogotá - Colombia.

9.2.5 No cumple con el tiempo: Se ha superado el tiempo estimado de los diez (10) días calendario. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773). No se realiza devoluciones: * Toda devolución genera una nota crédito a favor del cliente. No se devuelve dinero.

9.2.6 Solicitud de devolución: El cliente envía una carta y/o oficio especificando; Número de factura, lotes, series, y razón de la falla o de la devolución, al correo del asesor comercial que lo está atendiendo, desde un correo institucional o un correo reconocido de la identidad.

10. VALIDEZ DE LA OFERTA: La Validez de esta Oferta es de 15 días a partir de la fecha de Elaboración

CONDICIONES ESPECIALES:

ADRIANA PAOLA FONSECA SAAVEDRA

CARGO: KEY ACCOUNT MANAGER VENTAS
BOGOTÁ NORTE
LAS ELECTROMEDICINA S.A.S
TELEFONO FIJO: (57) 1 746 7278
CELULAR: 3167133049

FIRMA DE CLIENTE ACEPTANDO OFERTA
Y CONDICIONES COMERCIALES

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: