




Products > Tinciones Para Citología > 107961



1.07961 ▶ Sigma-Aldrich

Entellan™ nuevo

rapid mounting medium for microscopy

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas  

Tamaño de envase	SKU	Disponibilidad	Precio
------------------	-----	----------------	--------

Acerca de este artículo

NACRES:	NA.21
UNSPSC Code:	12352401

Propiedades

vapor pressure	<8 hPa (20 °C)
Quality Level	400
form	liquid
autoignition temp.	>250 °C
expl. lim.	1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD	for <i>in vitro</i> diagnostic use
color	colorless
refractive index	<i>n</i> _{20/D} 1.490-1.500
bp	137-143 °C/1013 hPa
transition temp	flash point 23 °C
density	0.95 g/cm ³ at 20 °C
application(s)	diagnostic assay manufacturing hematology histology
storage temp.	15-25°C

Descripción

General description

El medio de montaje rápido para microscopia Entellan™ nuevo, es un medio de montaje sin agua listo para usar para microscopia que consta de un polímero de acrilatos mixtos solubilizados en xileno. Por consiguiente, debe utilizarse con muestras que se han aclarado con el montaje anterior de xileno. Su estrecho margen de viscosidad mejora y acelera la aplicación, ya que no tienen que reajustarse ni la tasa de caída ni el volumen después del primer análisis con una nueva botella de Entellan™ nuevo. Entellan™ nuevo es un producto registrado para DIV y con certificación CE, por lo que puede utilizarse con fines de diagnóstico clínico. Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso. Las instrucciones de uso pueden descargarse de esta página web.

Índice de refracción (20°C) 1,490 - 1,500
Densidad (20°C / 4°C) 0,94 - 0,96 g/cm3
Viscosidad (20°C) 250 - 600 MPa*s.

Analysis Note

Índice de refracción (n 20/D): 1,490 - 1,500
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 0,94 - 0,96
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosidad (20 °C): 250 - 600 mPa·s
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba

Legal Information

ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany