Copia No Controlada
Documento Original

Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:
T001	**R12**	**28-May-2015**	**Esparadrapo CureBand Microporoso**

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	
1. Producto	Microporoso	
2. Nombre Comercial	Cinta Adhesiva Hipoalergénica	
3. Descripción	Dispositivo médico compuesto por una película de tela no tejida recubierta en una de sus caras con adhesivo acrílico hipoalergénico. La tela no tejida que sirve de soporte esta disponible en dos colores: color piel y color blanco. Adicionalmente, la referencia de Microporoso Suave tiene una franja sin adhesivo sobre la cara engomada.	
4. Fuerza Adhesiva	0.34-0.55 Kgf/25 mm	
5. Presentaciones		
Referencia	**Presentación Comercial**	**Contenido**
CureBand Microporoso Color Blanco o Piel	**Blíster**	1/2 in x 5 yd
		1.25 cm x 4.5 m
		1 in x 5 yd
		2.5 cm x 4.5 m
		2 in x 5 yd
		5 cm x 4.5 m
	Carreto	1/2 in x 5 yd
		1.25 cm x 4.5 m
		1 in x 5 yd
		2.5 cm x 4.5 m
		2 in x 5 yd
		5 cm x 4.5 m
		1/2 in x 3 yd
		1.25 cm x 2.7 m
		1 in x 3 yd
		2.5 cm x 2.7 m
	Termo – Encogible	1/2 in x 10 yd
		1.25 cm x 9 m
		1 in x 10 yd
		2.5 cm x 9 m
		2 in x 10 yd
		5 cm x 9 m
	Bolsa	1/2 in x 1 yd
		1.25 cm x 0.9 m
		1 in x 1 yd
		2.50 cm x 0.9 m
		1/2 in x 3 yd
		1.25 cm x 2.7 m
		1 in x 3 yd
		2.5 cm x 2.7 m
		1/2 in x 5 yd
		1.25 cm x 4.5 m
		1 in x 5 yd
		2.50 cm x 4.5 m
		2 in x 5 yd
		5 cm x 4.5 m
	Caja Plegadiza	1/2 in x 1 yd
		1.25 cm x 0.9 m
		1 in x 1 yd
		2.50 cm x 0.9 m
		1/2 in x 5 yd
		1.25 cm x 4.5 m
		1 in x 5 yd
		2.50 cm x 4.5 m
		2 in x 5 yd
		5 cm x 4.5 m
		1/2 in x 10 yd
		1.25 cm x 9 m
		1 in x 10 yd
		2.5 cm x 9 m
		2 in x 10 yd
		5 cm x 9 m
		1/2 in x 3 yd

Copia No Controlada
Documento Original
ADHINTER

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:
T001	**R12**	**28-May-2015**	**Esparadrapo CureBand Microporoso**

		1.25 cm x 2.7 m
		1 in x 3 yd
		2.5 cm x 2.7 m

CureBand Botiquín	**Blíster**	1/2 in x 5 yd
		1.25 cm x 4.5 m
CureBand® Medical Microporoso Suave	**Caja Plegadiza**	1 in x 10 yd 2.5 cm x 9 m
		2 in x 10 yd 5 cm x 9 m
	Caja Plegadiza Muestra Gratis	1 in x 10 yd 2.5 cm x 9 m
		2 in x 10 yd 5 cm x 9 m
6. Usos	Protección de heridas que no estén abiertas y sin drenaje. Fijación de apósitos u otros dispositivos médicos.	
7. Instrucciones de Uso	• Limpie la herida. • Seque bien la piel. • Coloque CureBand Microporoso sobre el apósito, dispositivo medico o directamente sobre el área afectada. • Presione ligeramente con los dedos para adherir sobre la piel.	
8. Almacenamiento	Almacenar en los empaques originales y en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido del polvo, el calor y la humedad (T:25±5°C - HR:70±5%).	
9. Esterilidad	Se recomienda utilizar el método de esterilización con óxido de etileno (ETO) o por radiación. Los métodos de esterilización al vapor o calor seco, no son recomendables para este tipo de productos, porque las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas del producto.	
10. Vida útil	48 meses a partir de la fecha de fabricación del producto.	

Método de chequeo bajo la norma PSTC(PRESSURE SENSITIVE TAPE COUNCIL).

Revisado por:	Aprobado por :
Analista Técnico	Coordinador Técnico