Item #1 6-7

SAFEDRESSING® SURGICAL NONSTICK

Apósito adhesivo para heridas con almohadilla central absorbente

SafeDRESSING®

DESCRIPCIÓN

Safedressing® Surgical NonStick combina una almohadilla absorbente de baja adherencia, con una suave capa confortable para un manejo sencillo y efectivo de heridas suturadas.

CARACTERISTICAS

- Empacado individualmente en bolsas despegables y esterilizado mediante óxido de Etileno.
- Apósito suave y respirable.
- Almohadilla altamente absorbente y confortable.
- Adhesivo hipoalergénico.


BENEFICIOS

- Altamente absorbente, almohadilla de baja adherencia. La capa de polietileno en contacto con la herida permite el paso de sangre o exudados a una almohadilla absorbente, manteniendo al mismo tiempo un buen ambiente para la cicatrizacion y mínimo dolor en la remoción.
- Fijación segura y protegida. La franja recubierta de adhesivo hipoalergénico permite a la piel respirar y de esta manera protegerla de maceración, garantizando así una fijación segura y protegida del apósito.
- Suave y Confortable. La base del material no tejido es suave y cómoda, una fácil aplicación en sitios de difícil acceso y heridas contorneadas, eje., axilas y hombros.


INDICACIONES

- **Safedressing® Surgical NonStick** es ideal para uso post-operatorio
- Heridas traumaticas

MODO DE USO



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
E 810	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 8cm x 10cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 815	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 8cm x 15cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 1020	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 10cm x 20cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 1025	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 10cm x 25cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 1030	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 10cm x 30cm	CAJA x 20 UNIDADES



PROASEPSIS

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

TIPO DE DISPOSITIVO: No invasivo
VIDA ÚTIL: 3 años
REGISTRO SANITARIO: No INVIMA 2008 DM-002460
FABRICADO POR: PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
IMPORTADOR: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C.

www.proasepsis.com.co

ME-FT-104 V01

Item: # 2, 5.

SAFEDRESSING® IV

Apósito de película de poliuretano adhesiva estéril para catéteres

SafeDRESSING®

DESCRIPCIÓN

Safedressing® IV es una lámina de material de poliuretano, diseñada específicamente para la fijación de catéteres, manteniendo el área seca. El soporte del adhesivo esta hecho de un material no tejido, muy elastico y un adhesivo de acrilato.


CARACTERISTICAS

- Permite la rápida evaporación de la humedad proveniente del sitio de insercion.
- Transparente y muy ajustable
- Diseño especial para la fijación de catéteres.
- Individualmente empacado en sobres fáciles de abrir.
- Esteril a gas de óxido de etileno.

BENEFICIOS


- Reduce el riesgo de infección al evitar la acumulación de humedad.
- **Safedressing® IV** posee una estructura molecular única, que lo hace significativamente más permeable en medios húmedos que otros materiales generalmente utilizados.
- Minimiza el cambio continuo del apósito.
- Gran comodidad para el paciente **Safedressing® IV** es suave en la piel del paciente. Su adhesivo es hipoalergénico y su material altamente permeable.
- Permite la inspección visual.

MODO DE USO



- Abrir el sobre sellado, sacar la lámina y retirar el papel de protección.
- Colocar la lámina con la abertura sobre la parte redonda del catéter y pegar los lados sobre las alas.
- Quitar la película superior protectora y levantar el borde no adhesivo tirando de él hasta llevarlo al extremo de la lámina.
- Moldear la lámina alrededor del catéter para completar la aplicación.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
IVFS67	Safedressing® IV FS 6cm x 7cm	CAJA x 100 UNIDADES
IVFS79	Safedressing® IV FS 7cm x 9cm	CAJA x 100 UNIDADES
IVFS8511	Safedressing® IV FS 8,5cm x 11,5cm	CAJA x 50 UNIDADES
IVFS1012	Safedressing® IV FS 10cm x 12cm	CAJA x 50 UNIDADES



ME-FT-99 V00

PROASEPSIS

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

TIPO DE DISPOSITIVO: No invasivo
VIDA ÚTIL: 5 años
REGISTRO SANITARIO: No INVIMA 2016 DM-0015104
FABRICADO POR: PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
IMPORTADOR: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C.

www.proasepsis.com.co

Item: # 3.

SAFEDRESSING® FOAM SILVER CARBON

Apósito de espuma trilaminada con bordes sellados, con plata y carbon.


Safedressing®

DESCRIPCIÓN

Safedressing® Foam Silver Carbon es un apósito de espuma en poliuretano altamente absorbente; cuando hace contacto con el exudado la espuma absorbe de forma masiva formando un gel suave que se asegura en el interior de la matriz, convirtiéndose en un suave gel que permite la remoción atraumatica del apósito. Los bordes del apósito están sellados con un método especial de fabricación para evitar los derrames y la maceración de la piel perilesional.

CARACTERISTICAS


- La capa de carbón activado es útil para el control del olor.
- Las capas de espuma de poliuretano externa e interna tiene una alta capacidad para la absorción de exudado de moderado a alto.
- La película de poliuretano semipermeable más externa actúa como barrera antivírica y antibacteriana. Además, es impermeable pero permite la evaporación del exceso de exudado.
- La capa que está en contacto con la herida es una película de poliuretano perforada, antiadherente que permite retirar el apósito sin causar dolor ni traumatismo; tiene una red de polietileno con plata iónica, con efecto antimicrobiano que actúa en el metabolismo de las bacterias rompiendo la pared celular bacteriana uniéndose al ADN inhibiendo de esta forma la replicación y la probabilidad del desarrollo de resistencia.
- Los bordes sellados evitan fugaS en el caso de heridas con exudado abundante, previniendo maceración de la piel perilesional.



1. Película de poliuretano perforada o red de poliuretano con plata.
2. Espuma de poliuretano de 5 mm de grosor.
3. Almohadilla con carbón activado.
4. Espuma de poliuretano de 3 mm de grosor.
5. Película de poliuretano de color piel de 25 micrómetros.



MODO DE USO



INDICACIONES

Safedressing® Foam Silver Carbon está indicado en heridas de cualquier etiología con exudado de moderado a alto.

- Heridas infectadas o colonizadas.
- Heridas de evolución tórpida.
- Control de exudado y olor.
- Heridas neoplásicas.

CONTRAINDICACIONES

- Heridas sin exudado o con tejido necrótico seco.
- Heridas que alcanzan huesos o músculos.
- No usar conjuntamente con agentes oxidantes como las soluciones de hipoclorito o de peróxido de hidrógeno, ya que puede destruir el componente absorbente hidrocelular del apósito.
- En el caso de **Safedressing® Foam Silver Carbon**, la experiencia con recién nacidos, niños y durante el embarazo es escasa.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
SPC 10	Safedressing® Foam Silver C 10cm x 10cm	CAJA x 10 UNIDADES
SPC 15	Safedressing® Foam Silver C 15cm x 15cm	CAJA x 10 UNIDADES

PROASEPSIS

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

TIPO DE DISPOSITIVO: No invasivo
VIDA ÚTIL: 5 años
REGISTRO SANITARIO: No INVIMA 2016 DM-0015497
FABRICADO POR: PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
IMPORTADOR: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C.

www.proasepsis.com.co

ME-FT-98 V01

Item: # 4, 13

SAFEDRESSING® CHG

Apósito de gasa parafinada con Digluconato de Clorhexidina BP al 0.5% W/W

SafeDRESSING®

DESCRIPCIÓN

Safedressing® CHG es un tejido de gasa hecho de fibra de algodón, impregnado con parafina blanda blanca.

Safedressing® CHG contiene Digluconato de clorhexidina BP al 0,5%, posee una acción antimicrobiana de amplio espectro, la cual es atribuida a su unión y disrupción de la membrana citoplasmática alterando el equilibrio osmótico de la célula, causando precipitación de los contenidos celulares.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Empacado individualmente en bolsas de aluminio.
- Esteril a rayos gamma.
- Esta impregnado con gelatina de parafina que forma una capa independiente de la herida, evitando que se adhiera, brindando una rápida recuperación.
- Protege el tejido recientemente formado minimizando el dolor del paciente durante el cambio de apósito.
- Se puede cortar de acuerdo a la necesidad.

INDICACIONES

- **Safedressing® CHG** es utilizado como una primera capa de contacto con la herida, en el tratamiento de quemaduras, úlceras, injertos de piel y en diversas lesiones traumáticas.
- **Safedressing® CHG** También se utiliza en calidad de sustrato para el transporte de injertos durante el trasplante de piel.
- **Safedressing® CHG** puede ser utilizado para el tratamiento de heridas infectadas o heridas con alto riesgo de infección.
- **Safedressing® CHG** debe almacenarse en un lugar seco y fresco.


CONTRAINDICACIONES

A pesar de que no existen contraindicaciones absolutas en el uso de **Safedressing® CHG**, si el apósito es colocado sobre una herida con abundante exudado, su naturaleza semi-oclusiva puede provocar la maceración tisular.

Si **Safedressing® CHG** se mantiene sobre la herida por periodos prolongados de tiempo, puede pegarse a su superficie causando daños en los tejidos al retirar el apósito.


Safedressing® CHG no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad a la Clorhexidina.

MODO DE USO



- Abra el empaque y saque el apósito.
- Retire el papel de protección de ambos lados del vendaje y tírelo.
- El vendaje deberá sujetarse con ayuda de instrumentos asépticos (pinzas).
- Aplique sobre la herida.
- Cúbralo con un apósito secundario absorbente, por ejemplo Safedressing® foam.
- Fíjelo con ayuda de una venda.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
TL 5	Safedressing® CHG 5cm x 5cm	CAJA x 50 UNIDADES
TL 10	Safedressing® CHG 10cm x 10cm	CAJA x 10 UNIDADES
TL 15	Safedressing® CHG 15cm x 20cm	CAJA x 10 UNIDADES
TL R 1	Safedressing® CHG 15cm x 1 Metro	ROLLO



PROASEPSIS

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18
Resto del País 01-8000-11-11-22

TIPO DE DISPOSITIVO: No invasivo
VIDA ÚTIL: 3 años
REGISTRO SANITARIO: No INVIMA 2016 DM-0015611
FABRICADO POR: PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
IMPORTADOR: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C.

www.proasepsis.com.co

ME-FT-102 V01

Item: #6, 7.

SAFEDRESSING® SURGICAL PU

Apósito de película de poliuretano estéril con almohadilla central absorbente

SafeDRESSING®

DESCRIPCIÓN

Safedressing® Surgical PU está fabricado con una película de poliuretano a prueba de bacterias y a prueba de agua, recubierta con adhesivo hipoalergénico que tiene una compresa.


CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Elaborado con una película de poliuretano, la cual posee una estructura molecular única haciéndolo significativamente más permeable al vapor de agua en presencia de humedad, que las películas comunes.
- Película impermeable: El paciente puede ducharse con el apósito.
- Barrera antibacteriana: Ayuda a proteger el sitio frente a contaminación extrínseca, reduciendo el riesgo de infección por bacterias.
- Formula libre de látex: adhesivo hipoalergénico en acrílico.
- Absorbe rápidamente el exudado. Permite la propagación lateral a través de la almohadilla para maximizar la capacidad de absorción y ayudar a reducir el riesgo de maceración de la piel.
- La capa en contacto con la herida permite que los exudados pasen para permitir un trauma mínimo en la remoción.
- Conformable: Cómodo y no restrictivo para el paciente.

INDICACIONES

Safedressing® Surgical PU es indicado en la curación de heridas postoperatorias, cortes pequeños, abrasiones, laceraciones y sitios de punción en los que se requiere un vendaje impermeable, que ayude en la prevención de la contaminación bacteriana.

MODO DE USO



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
PPU 76	Safedressing® SURGICAL PU 7cm x 6cm	CAJA x 100 UNIDADES
PPU 8210	Safedressing® SURGICAL PU 8,25cm x 10cm	CAJA x 20 UNIDADES
PPU 8215	Safedressing® SURGICAL PU 8,25cm x 15cm	CAJA x 20 UNIDADES
PPU 1025	Safedressing® SURGICAL PU 10cm x 25cm	CAJA x 20 UNIDADES



PROASEPSIS

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

TIPO DE DISPOSITIVO: No invasivo
VIDA ÚTIL: 3 años
REGISTRO SANITARIO: No INVIMA 2008 DM-0002460
FABRICADO POR: PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
IMPORTADOR: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C.

www.proasepsis.com.co

ME-FT-106 V00

Item # 8

PROASEPSIS

JAMUC®

CREMA PROTECTORA CUTÁNEA ÓXIDO DE ZINC 10%

1	NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA PROTECTORA CUTÁNEA JAMUC ®
2	COMPOSICIÓN:	Aqua, Zinc Oxide 10%,Petrolatum, Lanolin, Oil Mineral, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil , Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-20, Croton Lechleri resin extract, Aluminum sucrose octasulfate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf, Allantoin, Imidazolidinyl Urea, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate.
3	DESCRIPCIÓN	JAMUC® CREMA PROTECTORA CUTÁNEA, con Óxido de Zinc al 10%. Crema que genera capa protectora sobre la piel, protegiendo así las zonas expuestas a irritaciones y laceraciones causadas por episodios de incontinencia. Previniendo también lesiones por presión. BENEFICIOS -JAMUC® CREMA PROTECTORA CUTÁNEA ULTRA estimula la actividad fibroblástica y la multiplicación celular, reparando efectivamente el tejido y devolviendo al mismo las características de una piel sana. -Componentes no irritantes, ni sensibilizantes. -Su base tiene un pH balanceado que mantiene la integridad de la piel. -Genera una capa protectora sobre la piel que protege las zonas expuestas a irritaciones y laceraciones causadas por humedad. -Con fragancia natural por su contenido de aceite esencial de clavo.
4	ESTABILIDAD	-Manténgase el envase bien cerrado. -Proteger de la luz. -Conservar por debajo de 30°C
5	INDICACIÓN	-Pacientes con dermatitis asociada incontinencia urinaria (pediátricos y/o adultos). -Dermatitis por contacto -Protección de bordes y piel perilesional de heridas. -Quemaduras grado I y II.
6	INSTRUCCIONES DE USO	1. Retirar de la tapa el foil de aluminio. 2. Aplicar una capa uniforme en la zona a proteger. 3. Repetir la aplicación hasta lograr la recuperación de la piel.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*Proteger de la luz y el calor directo. *Uso externo y tópico. *MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
8	CONTRAINDICACIONES	-Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. -Lesiones infectadas -Este producto contiene lanolina, la cuál puede causar sensibilización en algunas pieles
9	DATOS DE SEGURIDAD	INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Evitar dispersar el producto en el medio ambiente; reducir al mínimo la contaminación del suelo, agua y atmósfera, respetando las leyes vigentes . DERRAMES: En caso de derrames, recoger con con vermiculita y conservar en un recipiente cerrado para su posterior eliminación. No verter en el alcantarillado. ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS: Deseche de acuerdo a las leyes y regulaciones federales, estatales y locales vigentes y de protección al medio ambiente. MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma, dióxido de carbono, polvo seco.
10	REGISTRO SANITARIO No.	Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC89008-18CO
11	CONDICIONES DE VENTA	VENTA LIBRE



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
2304	Tubo Colapsible x 150 g	Caja x 24 frascos

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S
Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 Y 18
Parque Empresarial Normandía
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia

Item: # 9

PROASEPSIS

POLIENZIMÁTICO EN ESPUMA

DETERGENTE LUBRICANTE

Detergente de transporte
3 Enzimas: Proteasa, Lipasa y Amilasa

Descripción

Es una solución detergente lubricante polienzimática en espuma, especialmente diseñada para el prelavado y transporte del instrumental quirúrgico, endoscopios, material médico y elementos de terapia respiratoria desde el área quirúrgica hasta la central de esterilización.

PROASEPSIS DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMÁTICO EN ESPUMA posee proteasas, lipasas y amilasas que evitan que la materia orgánica se fije al instrumental, facilitando la remoción mecánica en el proceso de prelavado y lavado del material quirúrgico.

Disminuye la biocarga. Con pH neutro, agentes lubricantes y antioxidantes que protegen el instrumental inmediatamente después de su uso y durante el proceso de transporte.

Composición

Enzimas proteasa, amilasa y lipasa, cloruro de alquildimetilbencilamonio, alcohol isopropilico, agentes detersivos, tensoactivos no iónicos, agentes lubricantes y antioxidantes.

Propiedades

Alto poder detergente - Lubrica el instrumental - Acción antioxidante - Biodegradable - No tóxico - No corrosivo - No irritante.

Estabilidad

Vida útil de dos años a partir de la fecha de fabricación, almacenado a temperatura ambiente y en su empaque original.

Indicaciones

Prelavado y transporte del instrumental quirúrgico, laparoscópico, endoscopios y elementos de terapia respiratoria. inmediatamente después de cada procedimiento desde el área quirúrgica hasta el área de lavado y como paso previo al lavado del instrumental. Su uso tambien esta indicado en areas de cirugia ambulatoria, consulta externa, urgencias y servicios donde la limpieza y descontaminación de los dispositivos medicos no se encuentre disponible en el momento.

Instrucciones de Uso:

- Aplique suficiente espuma sobre el instrumental quirúrgico que desea transportar, hasta cubrirlo en su totalidad, generando un transporte seguro.
- Las pinzas deben estar abiertas, para que el producto no se adhiera más al instrumental.
- Si hay demora en el transporte del material repita la operación.
- Se debe sumergir en agua el instrumental si el lavado es con maquina termodesinfectadora.
- Listo para su uso, no requiere diluir.

Precauciones y Advertencias

- Utilizar únicamente en su envase original, no reenvase otro tipo de sustancias.
- Deseche el envase una vez terminado el producto.
- La sangre y la solución salina constituyen la causa del deterioro del acero inoxidable.
- La exposición prolongada a estas dos sustancias puede originar corrosión y acabar estropeando el instrumental. No debe utilizarse suero fisiológico para limpiar y/o aclarar el instrumental de acero inoxidable.

Contraindicaciones


- Hipersensibilidad a los componentes.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Datos de Seguridad

- Almacene en su recipiente original evitando temperaturas mayores a 30°C, alejados de fuentes de calor y en espacios bien ventilados. Utilice elementos de protección personal cumpliendo con las normas de bioseguridad. (Guantes, Gafas, Tapabocas y Delantal).
- En caso de derrames grandes utilice absorbentes comerciales. Los medios de extinción en caso de incendio son: Agua, dióxido de carbono, polvo y capa de espuma.



REFERENCIA	15411600 - 20
PRESENTACION	FRASCO x 600 mL PISTOLA
UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA x 12 UNIDADES



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
"PROASEPSIS" S.A.S.
Av Calle 63 N° 74B - 42 Bodegas 7,8,9
Parque Empresarial Normandía
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 — Resto del País 01-8000-11-11-22

VENTA LIBRE

No requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización.
Certificación INVIMA 2012020106 del 08 Octubre de 2012.

ME-FT-63 V02

www.proasepsis.com.co


Item # 10

PROASEPSIS

Pharmafix ®

Cinta Adhesiva Elástica Hipoalergénica

1	NOMBRE DEL PRODUCTO	Pharmafix® Cinta Adhesiva Elastica Hipoalergénica
2	COMPOSICIÓN :	Papel blanco revestido de arcilla, pegamento de fusión en caliente, película de poliuretano, 100 % tela de acetato, 100% fibra de celulosa blanqueada, tela no tejida de un tejido de trenzado, 100% tela de algodón, película de poliurteano polieter, 98% algodón y 2% de spandex, polietileno
3	DESCRIPCIÓN	Rollo de cinta auto adhesiva elástica hipoalergenica para fijación de apósitos, gasas y dispositivos médicos
4	ESTABILIDAD	Vida útil de 5 años
5	INDICACIÓN	*Sujección de apósitos post quirúrgicos *Fijación de gasas y apósitos *Fijacion de catéteres y tubos de drenaje *Como refuerzo en la fijación de barreras de ostomía *En articulaciones , sin limitar los movimientos
6	INSTRUCCIONES DE USO	1. Use la cuadrícula para medir el área a fijar. Recortar según tamaño . 2. Ubique en la mitad de la cinta autoadhesiva PHARMAFIX®, el corte del papel protector,por este corte, inicie su retiro gradualmente según el procedimiento o necesidad. 3. Coloque la cinta autoadhesiva de PHARMAFIX ® en posición y presione hacia abajo. lentamente asegure que la cinta adhesiva no se aplique con mucha tensión.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	En caso de irritación o alergia retire el producto.
8	CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad a algunos de sus componentes
9	REGISTRO SANITARIO No.	No. INVIMA 2017DM-0016874
10	CONDICIONES DE VENTA	Venta libre



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
FIX 5010	5 cms*10 mts	Rollo
FIX1010	10 cms *10 mts	Rollo
FIX 1510	15 cms * 10 mts	Rollo
FIX 2010	20 cms * 10 mts	Rollo

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8 y 9
Parque Empresarial Normandía
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

ME-FT-16 V1

Item # 11

PROASEPSIS

JAMUC ®

CREMA PROTECTORA CUTÁNEA ULTRA

Oxido de zinc 30%

1	NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA PROTECTORA CUTÁNEA ULTRA JAMUC ®
2	COMPOSICIÓN :	Aqua, Zinc Oxide 30%,Petrolatum, Lanolin, Oil Mineral, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil , Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-20, Croton Lechleri resin extract, Aluminum sucrose octasulfate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf, Allantoin, Imidazolidinyl Urea, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate.
3	DESCRIPCIÓN	JAMUC® CREMA PROTECTORA CUTÁNEA ULTRA con Óxido de Zinc al 30% brinda Máxima protección por que cuenta con mayor concentración de óxido de Zinc y componentes que ayudan a la epitelización rápida de lesiones cutáneas. Humecta, Acondiciona y lubrica la piel, ayudandola a mantener su integridad. Alivia la incomodidad causada por la irritación e inflamación de la piel. Puede utilizarse en casos de dermatitis asociada a incontinencia pediátrica o geriátrica. **BENEFICIOS** -JAMUC® CREMA PROTECTORA CUTÁNEA ULTRA estimula la actividad fibroblástica y la multiplicación celular, reparando efectivamente el tejido y devolviendo al mismo las características de una piel sana. -Componentes no irritantes, ni sensibilizantes. -Su base tiene un pH balanceado que mantiene la integridad de la piel. -Genera una capa protectora sobre la piel que protege las zonas expuestas a irritaciones y laceraciones causadas por humedad. -Con fragancia natural por su contenido de aceite esencial de clavo.
4	ESTABILIDAD	•Manténgase el envase bien cerrado. •Proteger de la luz. •Conservar por debajo de 30ºC
5	INDICACIÓN	•Pacientes con dermatitis asociada incontinencia urinaria (pediátricos y/o adultos). •Dermatitis por contacto •Protección de bordes y piel perilesional de heridas. •Quemaduras grado I y II.
6	INSTRUCCIONES DE USO	1. Retirar de la tapa el foil de aluminio. 2. Aplicar una capa uniforme en la zona a proteger. 3. Repetir la aplicación hasta lograr la recuperación de la piel.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*Proteger de la luz y el calor directo. *Uso externo y tópico. *MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
8	CONTRAINDICACIONES	-Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. -Lesiones infectadas -Este producto contiene lanolina, la cual puede causar sensibilización en algunas pieles
9	DATOS DE SEGURIDAD	**INFORMACIÓN ECOLÓGICA:** Evitar dispersar el producto en el medio ambiente: reducir al mínimo la contaminación del suelo, agua y atmósfera, respetando las leyes vigentes . **DERRAMES:** En caso de derrames, recoger con con vermiculita y conservar en un recipiente cerrado para su posterior eliminación. No verter en el alcantarillado. **ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS:** Deseche de acuerdo a las leyes y regulaciones federales, estatales y locales vigentes y de protección al medio ambiente. **MEDIOS DE EXTINCIÓN:** Espuma, dióxido de carbono, polvo seco.
10	REGISTRO SANITARIO No.	Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC89007-18CO
11	CONDICIONES DE VENTA	VENTA LIBRE



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
2302	Tubo Colapsibiex 150 g	Caja x 24 frascos

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 Y 18

Parque Empresarial Normandía

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

Item: # 12.

SAFEDRESSING® FOAM

Apósito de espuma trilaminada con bordes sellados


SafeDRESSING®

DESCRIPCIÓN

Safedressing® Foam / Talon-codo / Sacrum es un apósito de construcción trilamilada fabricada con una espuma de poliuretano suave, gruesa y elástica intercalada entre una película de poliuretano exterior más transpirable, antibacteriana y antivírica, una película de poliuretano perforada en contacto con la herida. Los bordes de la película de poliuretano más externa y la más interna están sellados con una técnica exclusiva única para evitar fugas cuando la espuma se satura con exudado y cuando se ejerce compresión.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Las capas del apósito trabajan juntas para asegurar la presencia de un ambiente húmedo en el sitio de la herida, una alta capacidad de absorción.
- Los bordes sellados del apósito permiten prolongar el tiempo de uso sin riesgo de maceración de la piel circundante, ya que el exudado no pueden filtrarse incluso cuando la espuma se satura.
- La película perforada en contacto con la herida impide la adherencia de la espuma, lo que permite remover el apósito sin dolor o trauma.
- El apósito en forma de copa se ajusta bien a las áreas del codo y del talón.
- Es útil en la terapia de compresión.
- Contribuye a la reducción de la presión.



INDICACIONES

Safedressing® Foam / Talon-codo / Sacrum se puede utilizar para los siguientes tipos de heridas y úlceras con tasa de drenaje/exudación de leve a moderado.


- Lesiones por presión.
- Úlceras neuropatícas.
- Úlceras por insuficiencia venosa y arterial.
- Quemaduras I y II grado.
- Heridas quirúrgicas abiertas.
- Protección de piel.

CONTRAINDICACIONES

Los apósitos **Safedressing® Foam / Talon-codo / Sacrum** no deben emplearse conjuntamente con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o de peróxido de hidrógeno, ya que puede destruir el componente hidrocelular absorbente del apósito.

- No utilice **Safedressing® Foam / Talon-codo / Sacrum** en heridas con tejido necrotico seco.
- No utilice **Safedressing® Foam / Talon-codo / Sacrum** en heridas que se extienda hasta alcanzar huesos o músculos.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
SP 1010	Safedressing® FOAM 10cm x 10cm	CAJA x 10 UNIDADES
SP 1213	Safedressing® FOAM CODO Y TALON 12cm x 13cm	CAJA x 5 UNIDADES
SP 1515	Safedressing® FOAM 15cm x 15cm	CAJA x 10 UNIDADES
SP 22	Safedressing® FOAM SACRUM 220mm x 220mm	CAJA x 10 UNIDADES



PROASEPSIS

Servicio al Cliente
Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

TIPO DE DISPOSITIVO: No invasivo
VIDA ÚTIL: 5 años
REGISTRO SANITARIO: No. INVIMA 2016 DM-0015316
FABRICADO POR: PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
IMPORTADOR: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C.

www.proasepsis.com.co

ME-FT-97 V00

Item: # 19. 17

PROASEPSIS

PAÑIN PLUS 2%

TOALLITAS IMPREGNADAS

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	TOALLITAS IMPREGNADAS PAÑIN PLUS 2%
2	COMPOSICIÓN CUALITATIVA	El sachet contiene una toallita de tela no tejida, de forma rectangular en dobleces y húmeda (impregnada de solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% v/v), su líquido es translúcido, incoloro, homogáneo, limpio a simple vista y de olor a lavanda y alcohol.
3	DESCRIPCIÓN	PAÑIN® Plus son toallitas de tela no tejida impregnada con Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% empacadas en sachet individual. **BENEFICIOS:** -El componente de alcohol con clorhexidina, hace que disminuya el riesgo de infecciones de torrente sanguíneo. -Su presentación individual permite optimizar los procedimientos y contribuir a la prevención de infecciones. -Su empaque individual proporciona seguridad, protegiendo el producto del medio ambiente y conservándolo para su óptima utilización sin generar riesgos para la salud. - Práctico y fácil de usar -Desinfección rápida -Presentación adaptable para protocolos institucionales
4	ESTABILIDAD	Vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura no mayor a 30° C en su envase original. Las temperaturas elevadas y los contaminantes pueden acelerar la descomposición. El producto es sensible a la luz. Almacene en lugares frescos y secos.
5	INDICACIÓN	PAÑIN® Plus 2% es eficaz en la antisepsia de la piel previa a procedimientos de punción Intramuscular, Intravenosa, Subcutáneo e Intradérmico y administración de medicamentos endovenosos. Es para uso ambulatorio y hospitalario. Uso externo solamente.
6	INSTRUCCIONES DE USO	1.Destape el sachet PAÑIN® Plus al 2% 2.Realizar técnica aséptica según protocolo institucional 3. Deje secar por completo (10 segundos) 4. Desechar después de usar.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*Mantengase fuera del alcance de los niños. *Consérvese alejado de fuentes de calor de fuego.
8	CONTRAINDICACIONES	*No debe utilizarse en forma conjunta con otros antisépticos como los yodados puesto que son incompatibles y se neutraliza su efecto. *No debe usarse en tejidos como meninges, cerebro u oído medio. *Evite el contacto con los ojos. *Protéjase de la luz. *Puede producir manchas oscuras en contacto con textiles. *Uso externo únicamente. *Con hipersensibilidad, puede provocar una reacción alérgica en la piel.
9	DATOS DE SEGURIDAD	**EN CASO DE INCENDIO:** Los medios de extinción en caso de incendio que se pueden utilizar son: Agua, Dioxido de carbono, sustancia química seca, capa de espuma. En caso de derrames grandes absorba el material con tierra, arcilla o materiales absorbentes comerciales.
		DERRAMES: No utilice productos con hipoclorito de sodio ya que puede producir manchas oscuras sobre la superficie del derrame. Colocar el material absorbido en recipientes cerrados, para desecho.
		El producto una vez destapado tiende a secarse por evaporación, destaparlo solo en el momento de su uso.
		Las telas que se hayan sido impregnadas con la solución de la toalla deben ser enjuagadas con abundante agua antes de ser tratadas con Hipoclorito para evitar manchas difíciles de sacar con un simple lavado. Se inactiva en presencia de jabones aniónicos y cloro.
		Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.
10	Registro Sanitario No.	INVIMA 2015DM-0012534
11	Condición de venta:	VENTA LIBRE



REFERENCIA	TAMAÑO DEL SACHET	TAMAÑO DE LA TELA	UNIDAD DE EMPAQUE
12910-1000	6X5 cm	Entre 11-12 x 7-8 cm	CAJA X 1000 UNIDADES
12410-1000	5X5 cm	6X3 cm	CAJA X 1000 UNIDADES
12410-2000	6X6 cm	8x4,3 cm	CAJA X 1000 UNIDADES
12411500	5X5 cm	6X3 cm	PLEGADIZA X 100 UNIDADES
12911400	6X5 cm	Entre 11-12x7-8 cm	PLEGADIZA X 100 UNIDADES

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S
Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 y 18.
Parque Empresarial Normandía
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia

Servicio al Cliente
416 96 18 01-8000-11-11-22