Jireh SOLUCIONES EN ESPUMA	**FICHA TÉCNICA COMERCIAL**

PRODUCTO	COLCHONETA DE CIRUGIA
NOMBRE GENERICO	COLCHONETA DE CIRUGIA
MEDIDAS	55X110X8
DESCRIPCION	COLCHONETA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (SEGÚN NTC 2019), CON FORRO IMPERMEABLE.
COMPOSICION	ESPUMA DE POLIURETANO
INDICACIONES	MANTENER LA ESPUMA DENTRO DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIONES. USAR CON FORRO EN ALGODÓN PARA PREVENIR LACERACIONES EN LA PIEL DEL PACIENTE.
CONTRAINDICACIONES	NINGUNA
PRECAUCIONES	NO SE DEBE PONER EN CONTACTO CON LLAMA POR TENER COMPONENTES CONDUCTORES DE FUEGO. NO SACAR LA ESPUMA DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN EN LA COLCHONETA. NO APLICAR HIPOCLORITO PORQUE DETERIORA EL HULE Y ACORTA LA VIDA UTIL DEL MISMO. PREVENIR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES Y/O ESQUINAS FILOSAS DE ALGUNA SUPERFICIE.
ADVERTENCIAS	DE NO SER ACATADAS LAS PRECAUCIONES E INDICONDICIONES , EL ARTICULO PIERDE LA GARANTÍA.
VIDA UTIL	1 AÑO
PRESENTACION COMERCIAL	EMBALAJE HASTA POR 10 UNIDADES.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE, FUERA DE ZONAS HUMEDAS.

Jireh SOLUCIONES EN ESPUMA	**FICHA TÉCNICA COMERCIAL**

PRODUCTO	COLCHONETA PEDIATRÍCO
NOMBRE GENERICO	COLCHONETA PEDIATRÍCO
MEDIDAS	70X150X10; 74X153X10
DESCRIPCION	COLCHÓN EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (SEGÚN NTC 2019), CON FORRO IMPERMEABLE
COMPOSICION	ESPUMA DE POLIURETANO
INDICACIONES	MANTENER LA ESPUMA DENTRO DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIONES. USAR CON FORRO EN ALGODÓN PARA PREVENIR LACERACIONES EN LA PIEL DEL PACIENTE.
CONTRAINDICACIONES	NINGUNA
PRECAUCIONES	NO SE DEBE PONER EN CONTACTO CON LLAMA POR TENER COMPONENTES CONDUCTORES DE FUEGO. NO SACAR LA ESPUMA DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN EN LA COLCHONETA. NO APLICAR HIPOCLORITO PORQUE DETERIORA EL HULE Y ACORTA LA VIDA UTIL DEL MISMO. PREVENIR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES Y/O ESQUINAS FILOSAS DE ALGUNA SUPERFICIE.
ADVERTENCIAS	DE NO SER ACATADAS LAS PRECAUCIONES E INDICONDICIONES , EL ARTICULO PIERDE LA GARANTÍA.
VIDA UTIL	1 AÑO
PRESENTACION COMERCIAL	EMBALAJE HASTA POR 20 UNIDADES.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE, FUERA DE ZONAS HUMEDAS.

Jireh SOLUCIONES EN ESPUMA	**FICHA TÉCNICA COMERCIAL**

PRODUCTO	COLCHONETA ADULTO
NOMBRE GENERICO	COLCHONETA HOSPITALARIA
MEDIDAS	65X190X10; 70X190X10; 90X190X10; 85X190X17
DESCRIPCION	COLCHONETA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (SEGÚN NTC 2019), CON FORRO IMPERMEABLE.
COMPOSICION	ESPUMA DE POLIURETANO
INDICACIONES	MANTENER LA ESPUMA DENTRO DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIONES. USAR CON FORRO EN ALGODÓN PARA PREVENIR LACERACIONES EN LA PIEL DEL PACIENTE.
CONTRAINDICACIONES	NINGUNA
PRECAUCIONES	NO SE DEBE PONER EN CONTACTO CON LLAMA POR TENER COMPONENTES CONDUCTORES DE FUEGO. NO SACAR LA ESPUMA DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN EN LA COLCHONETA. NO APLICAR HIPOCLORITO PORQUE DETERIORA EL HULE Y ACORTA LA VIDA UTIL DEL MISMO. PREVENIR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES Y/O ESQUINAS FILOSAS DE ALGUNA SUPERFICIE.
ADVERTENCIAS	DE NO SER ACATADAS LAS PRECAUCIONES E INDICONDICIONES , EL ARTICULO PIERDE LA GARANTÍA.
VIDA UTIL	1 AÑO
PRESENTACION COMERCIAL	EMBALAJE HASTA POR 10 UNIDADES.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE, FUERA DE ZONAS HUMEDAS.

Jireh SOLUCIONES EN ESPUMA	**FICHA TÉCNICA** **COLCHÓN ADULTO ANTIESCARAS**	Versión: 02 Fecha: 03/09/2019

PRODUCTO	COLCHÓN ADULTO ANTIESCARAS
NOMBRE GENERICO	COLCHÓN HOSPITALARIO ANTIESCARAS
DESCRIPCION	COLCHON EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (SEGÚN NTC 2019), CON FORRO IMPERMEABLE EN PROQUITEX CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, ANTIHONGOS Y ANTIACAROS.
COMPOSICION	ESPUMA DE POLIURETANO
MEDIDAS	70X190X15; 90X190X15
INDICACIONES	USAR CON LA SUPERFICIE DE LA ANTIESCARA HACIA ARRIBA. USAR CON ROPA DE CAMA PARA EVITAR LACERACIONES EN LA PIEL DEL PACIENTE
CONTRAINDICACIONES	NINGUNA
PRECAUCIONES	NO SE DEBE PONER EN CONTACTO CON LLAMA POR TENER COMPONENTES CONDUCTORES DE FUEGO. NO SACAR LA ESPUMA DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN EN EL COLCHÓN. NO APLICAR HIPOCLORITO PORQUE DETERIORA EL HULE Y ACORTA LA VIDA UTIL DEL MISMO. PREVENIR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES Y/O ESQUINAS FILOSAS DE ALGUNA SUPERFICIE. EL COLCHÓN DEBE PERMANECER SECO.
ADVERTENCIAS	LOS COLCHONES ANTIESCARAS NO SON APTOS PARA PACIENTES CON OBESIDAD PUESTO QUE PUEDEN LLEGAR A CUBRIR LAS CELDAS DE AIRE INUTILIZANDO EL COLCHÓN. LAS SÁBANAS DEBEN SER DEL TAMAÑO ADECUADO. LOS COLCHONES ANTIESCARAS SE CONFÍAN BÁSICAMENTE CON FINES TERAPÉUTICOS PARA PERSONAS QUE NECESITAN ACTIVAR SU CIRCULACIÓN. DE NO SER ACATADAS LAS PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EL COLCHÓN PIERDE LA GARANTÍA
GARANTÍA	1 AÑO
PRESENTACION COMERCIAL	COLCHÓN ADULTO EN EMPAQUE UNITARIO Y EMBALAJE HASTA POR TRES UNIDADES.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE, FUERA DE ZONAS HUMEDAS.
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0017603