Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS:

- Placas con diseño en reconstrucción, que permite fácil pre moldeado.
- Placa de compresión y de sostén.
- Placa mas larga de 168 mm

INDICACIONES

- Fracturas diafisarias de la clavícula.
- Algunas fracturas de la columna lateral o medial del humero distal.

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones agudas
- Niños en fase de crecimiento

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 4H	Q122224004	56 mm	3.2 mm	3.2 mm
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 5H	Q122224005	70 mm	3.2 mm	3.2 mm
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 6H	Q122224006	84 mm	3.2 mm	3.2 mm
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 7H	Q122224007	98 mm	3.2 mm	3.2 mm
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 8H	Q122224008	112 mm	3.2 mm	3.2 mm
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 10H	Q122224010	140 mm	3.2 mm	3.2 mm
PLACA BLOQ RECONST 3.5 X 12H	Q122224012	168 mm	3.2 mm	3.2 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50 mm de longitud.