PLACA BLOQUEADA DE HÚMERO PROXIMAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- PLACA HÚMERO PROXIMAL CORTA
- Fracturas desplazadas fragmentarias, trifragmentarias o cuatrifragmentarias del húmero proximal, también en caso de hueso osteopénico.
- Pseudoartrosis del húmero proximal
- Osteotomías del húmero proximal

- PLACA HÚMERO PROXIMAL LARGA

Las mismas indicaciones que el humero proximal corta, pero para fracturas que se prolongan por la diáfisis o fracturas sin apoyo.

DESCRIPCIONES Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONGITUD	Espesor Rama	Espesor Cabeza
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 4H	Q122238004	128 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 5H	Q122238005	146 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 6H	Q122238006	164 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 7H	Q122238007	182 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 8H	Q122238008	200 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 9H	Q122238009	218 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 10H	Q122238010	236 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL 3.5MM X 12H	Q122238012	272 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL CORTA X 3H	Q122238103	90 mm	4.2 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ HUMERO PROXIMAL CORTA X 5H	Q122238105	114 mm	4.2 mm	2.0 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

CONTRAINDICACIONES

Pacientes que presenten infecciones, o algún tipo de rechazo del material.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

Aleación de Titanio.

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50 mm de longitud.