
PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL Y LATERAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Placas premoldeadas anatómicamente.
- Sistema de tornillos con estabilidad angular de 2.7mm y 3.5mm para una transferencia óptima de la carga.
- Placa mas larga dorso lateral de 208mm.
- Placa mas larga medial de 201mm.

INDICACIONES

- Fracturas intra articulares de la porción distal del humero
- Fracturas supra condíleas de la porción distal del humero

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones agudas
- Niños en fase de crecimiento

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONGITUD	ESPESOR RAMA	ESPESOR CABEZA
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X 5 IZQ	Q122243105	91 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X 7 IZQ	Q122243107	117 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X 9 IZQ	Q122243109	143 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X14 IZQ	Q122243114	208 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X 5 DER	Q122243205	91 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X 7 DER	Q122243207	117 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X 9 DER	Q122243209	143 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DIS LAT DORSAL X14 DER	Q122243214	208 mm	2.5 mm	1.3 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H IZQ	Q122245105	84 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H IZQ	Q122245107	110 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H IZQ	Q122245109	136 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 14 IZQ	Q122245114	201 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H DER	Q122245205	84 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H DER	Q122245207	110 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H DER	Q122245209	136 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ HUMERO DISTAL MEDIAL X 14 DER	Q122245214	201 mm	2.5 mm	2.5 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

Placas diseñadas para reducir la irritación del tejido blando gracias a sus perfiles planos y redondeados.

Sistema de tornillos con estabilidad angular 2.7 – 3.5 para una transferencia óptima de la carga.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50 mm de longitud. Tornillos bloqueados de 2.7 mm del 8 al 30 mm de longitud.