Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

PLACA GANCHO BLOQUEADA



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

INDICACIONES

- Luxaciones acromioclaviculares.
- Luxo fracturas de clavícula.

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones.
- Enfermedades óseas que no permitan una fijación adecuada al implante.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA GANCHO BLOQ EN TIT 3.5X4H IZQ 15MM	Q122236204	41 mm	3.6 mm	2.5 mm
PLACA GANCHO BLOQ EN TIT 3.5X6H IZQ 15MM	Q122236206	64 mm	3.6 mm	2.5 mm
PLACA GANCHO BLOQ EN TIT 3.5X4H DER 15MM	Q122236404	41 mm	3.6 mm	2.5 mm
PLACA GANCHO BLOQ EN TIT 3.5X6H DER 15MM	Q122236406	64 mm	3.6 mm	2.5 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50mm de longitud.