Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

# PLACA HUMERO DISTAL EXTRA ARTICULAR



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89  Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Extremos cuneiformes diseñados para una irritación mínima de las partes blandas.
- Mayor densidad de agujeros en la porción distal, que admiten tornillos de bloqueo de 3.5 mm.
- Los agujeros combinados alargados admiten tornillos de 3.5 mm y facilitan la colocación de la placa.
- Los dos agujeros más distales presentan angulación hacia el cóndilo humeral y la tróclea.
- Placa mas larga 266mm.

**INDICACIONES**

- Fracturas Extra- articulares del Húmero Distal.
- Callo de fractura vicioso del húmero distal.
- Pseudoartrosis del húmero distal.

**CONTRAINDICACIONES**

- Pacientes que presenten infecciones o algún tipo de rechazo al material.

**DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS**

| DESCRIPCION | REFERENCIA | LONGITUD | ESPESOR RAMA | ESPESOR CABEZA |
|---|---|---|---|---|
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X4H IZQ | Q122262104 | 122 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X6H IZQ | Q122262106 | 158 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X8H IZQ | Q122262108 | 194 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X10H IZQ | Q122262110 | 230 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X12H IZQ | Q122262112 | 266 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X4H DER | Q122262204 | 122 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X6H DER | Q122262206 | 158 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X8H DER | Q122262208 | 194 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X10H DER | Q122262210 | 230 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |
| PL BLOQ HUM DIST EXTRA-ARTICULAR X12H DER | Q122262212 | 266 mm | 4.6 mm | 2.2 mm |

**REGISTRO SANITARIO**

- 2013DM-0010435

**EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN**

- Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

**NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL**

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

**MATERIAL**

- Aleación en Titanio.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50 mm de longitud.