
PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL EN L DE 3.5 MM



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en aleación de titanio
- Perfil de cuerpo de contacto limitado
- 4 orificios proximales.
- Los 3 agujeros más próximos a la cabeza admiten tornillos de bloqueo de 3.5, la angulación de los agujeros permite que los tornillos de bloqueo converjan con 3 de los 4 tornillos de bloqueo de la cabeza.
- Tres agujeros pequeños para fijación primaria o facilitar el paso de una sutura.
- Agujeros combinados en su Proción del cuerpo de la placa que admiten tornillos de bloqueo y hexagonales.
- Agujero alargado combinado para facilitar la colocación de la placa.
- Tornillos autotarrajante y bloqueados hasta 90 mm de longitud.

INDICACIONES

- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo.
- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo con hundimiento asociado.
- Fracturas con hundimiento central puro.
- Fracturas por cizallamiento o fracturas con hundimiento del platillo tibial interno.

CONTRAINDICACIONES

- Fracturas diafisarias aisladas
- Niños en período de crecimiento
- Osteotomías
- Sepsis
- Compromiso vascular
- Tumores malignos primarios o metastásicos

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 4H IZQUIERDA	Q122253104	81 mm	3.6 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 6H IZQUIERDA	Q122253106	107 mm	3.6 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 8H IZQUIERDA	Q122253108	133 mm	3.6 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 4H DERECHA	Q122253204	81 mm	3.6 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 6H DERECHA	Q122253206	107 mm	3.6 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ EN L 3.5MM X 8H DERECHA	Q122253208	133 mm	3.6 mm	2.0 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.

Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajante. De 12 mm a 90 mm de longitud.

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente