PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DE 3.5 MM



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en aleación de titanio.
- 4 orificios proximales, convergentes.
- 3 agujeros proximales para fijación primaria y paso de suturas si fuera necesario.
- Fijación primaria con agujas de kirschner de 1.6mm.
- Diseño anatómico.
- Agujero combinado en el cuerpo.
- Placa más larga de 108 mm.

INDICACIONES

- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo.
- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo con hundimiento asociado.
- Fracturas con hundimiento central puro.



DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 4H	Q122266104	60	4	2,6
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 6H	Q122266106	84	4	2,6
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 IZQ X 8H	Q122266108	108	4	2,6
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 4H	Q122266204	60	4	2,6
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 6H	Q122266206	84	4	2,6
PLACA BLOQ TIBIA PROX MED 3.5 DER X 8H	Q122266208	108	4	2,6

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajante. De 18 mm a 90 mm de longitud.