Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

PLACA BLOQUEADA DE TIBIA PROXIMAL POSTERO MEDIAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza de perfil plano. 1.9 mm
- Los agujeros combinados alargados en el cuello y en el cuerpo facilitan el ajuste a la placa y permiten aplicar bloqueo o compresión.
- Orificios proximales que convergen.
- La superficie de contacto limitado reduce el contacto entre la placa y el hueso y ayudará a conservar la irrigación sanguínea del periostio.
- Aleación en Titanio.

INDICACIONES

- La placa bloqueada proximal postero medial está indicada para la osteosíntesis de las fracturas tibiales de la porción proximal posteromedial, incluido el afianzamiento de las fracturas de la zona proximal metafisiaria.



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DE PLACAS BLOQUEADAS TIBIA POSTERO MEDIAL

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	P CAB
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL DE 3.5 X 1H	Q122255001	69	3,2	1,9
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL DE 3.5 X 2H	Q122255002	79	3,2	1,9
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL DE 3.5 X 4H	Q122255004	105	3,2	1,9
PLACA BLOQ TIBIA POSTERO MEDIAL DE 3.5 X 6H	Q122255006	131	3,2	1,9

REGISTRO SANITARIO

2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 90 mm de longitud.

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente