CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en aleación de Titanio
- Angulo medio lateral de 5°
- Diámetro proximal de 13 mm
- Longitud del 320 – 420 mm aumentando de 20 mm
- Angulo CCD de 135°
- Clavo de reconstrucción – Tornillo de reconstrucción
- Clavo con bloqueo estándar
- 3 bloqueos distales
- Diámetros 10 – 11 – 12 mm. Derecho e Izquierdo
- Último perno a 5 mm de la punta





INDICACIONES

- Bloqueo Estándar:
  El calvo EFN con bloqueo estándar está indicado en fracturas de la diáfisis del fémur, excepto fracturas Subtrocantéreas.

- Bloqueo de Reconstrucción:
  El clavo EFN con bloqueo de reconstrucción, está indicado en fracturas de la diáfisis del fémur en combinación con fracturas del cuello femoral y también está indicado en fracturas Subtrocantéreas

TORNILLO DE RECONSTRUCCIÓN

- Longitud desde 60 mm hasta 110 mm aumentando de a 5 en 5 mm.
- 7 mm de diámetro.

PERNO DE BLOQUEO

- Longitud desde 28 hasta 80 mm.
- 4.9 mm de diámetro.



Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA CLAVOS BLOQUEADOS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 320 IZQ	Q135503632	320	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 340 IZQ	Q135503634	340	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 360 IZQ	Q135503638	360	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 380 IZQ	Q135503638	380	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 400 IZQ	Q135503640	400	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 420 IZQ	Q135503642	420	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 320 IZQ	Q135503732	320	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 340 IZQ	Q135503734	340	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 360 IZQ	Q135503736	360	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 380 IZQ	Q135503738	380	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 400 IZQ	Q135503740	400	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 420 IZQ	Q135503742	420	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 320 IZQ	Q135503832	320	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 340 IZQ	Q135503834	340	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 360 IZQ	Q135503836	360	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 380 IZQ	Q135503838	380	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 400 IZQ	Q135503840	400	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 420 IZQ	Q135503842	420	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 320 DER	Q135504632	320	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 340 DER	Q135504634	340	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 360 DER	Q135504636	360	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 380 DER	Q135504638	380	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 400 DER	Q135504640	400	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 10 X 420 DER	Q135504642	420	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 320 DER	Q135504732	320	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 340 DER	Q135504734	340	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 360 DER	Q135504736	360	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 380 DER	Q135504738	380	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 400 DER	Q135504740	400	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 11 X 420 DER	Q135504742	420	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 320 DER	Q135504832	320	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 340 DER	Q135504834	340	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 360 DER	Q135504836	360	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 380 DER	Q135504838	380	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 400 DER	Q135504840	400	/	13
CLAVO BLOQ RECONSTR FEMUR 12 X 420 DER	Q135504842	420	/	13

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Los clavos bloqueados vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- El clavo bloqueado se envía con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico.