Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

CLAVO PROXIMAL DE FEMUR



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Clavo Proximal con ángulo medio lateral de 5°
- Angulo CCD de 130°
- Elaborado en aleación de Titanio
- Diámetros de 10 - 11 mm, largo. 10-11-12 mm corto
- Longitud clavo corto: 170 – 200 – 270 mm
- Longitud clavo largo: 320-340-360-380-400-420 mm
- Recibe Hoja helicoidal, Tornillo cefálico y perno de bloqueo de 4.9 mm



CLAVO CORTO

INDICACIONES

- Fracturas Pertrocantéreas
- Fracturas Intertrocantéreas

CONTRAINDICACIONES

- Fracturas de la diáfisis femoral
- Fracturas aisladas o combinadas de la porción medial del cuello femoral.

CLAVO LARGO

INDICACIONES

- Fracturas Subtrocantéreas
- Fracturas Espontáneas (Patológicas)
- Fracturas Combinadas

CONTRAINDICACIONES

- Fracturas aisladas o combinadas de la porción medial de cuello femoral.

HOJA HELICOIDAL

La inserción de la hoja helicoidal compacta al hueso esponjoso, para conseguir mayor capacidad de sujeción, lo cual es especialmente importante en caso de hueso osteoporótico.

Los estudios biomecánicos han demostrado que el aumento de la estabilidad resultante de la compactación ósea en torno a la hoja helicoidal retrasa la rotación y la desviación en varo. Así mismo los estudios biomecánicos han demostrado que la resistencia al

desprendimiento es significativamente mayor con la hoja helicoidal que con los sistemas habituales de fijación con tornillo.

LONGITUD

- De 75 a 110 mm - Espesor 10.4

Opcional colocación de tornillo cefálico que cuenta con diferentes medidas.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS CLAVO BLOQUEADOS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 170 MM	Q135406617	170	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 200 MM	Q135406620	200	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 200 MM	Q135406720	200	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 170 MM	Q135406717	170	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 240 MM	Q135406624	240	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 240 MM	Q135406724	240	/	16,5
CALVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 320 IZQ	Q135403632	320		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 340 IZQ	Q135403634	340		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X360 IZQ	Q135403636	360	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X380 IZQ	Q135403638	380	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X400 IZQ	Q135403640	400	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X420 IZQ	Q135403642	420	/	16,5
CALVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 320 DER	Q135404632	320		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 10 X 340 DER	Q135404634	340		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X360 DER	Q135404636	360	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X380 DER	Q135404638	380	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X400 DER	Q135404640	400	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 10X420 DER	Q135404642	420	/	16,5
CALVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 320 IZQ	Q135403732	320		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 340 IZQ	Q135403734	340		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X360 IZQ	Q135403736	360	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X380 IZQ	Q135403738	380	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X400 IZQ	Q135403740	400	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X420 IZQ	Q135403742	420	/	16,5
CALVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 320 DER	Q135404732	320		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE 11 X 340 DER	Q135404734	340		16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X360 DER	Q135404736	360	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X380 DER	Q135404738	380	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X400 DER	Q135404740	400	/	16,5
CLAVO BLQ FEMUR PROX DE Φ 11X420 DER	Q135404742	420	/	16,5
CLAVO BLOQ FEMUR PROXIMAL DE 12 X 170 MM	Q135406817	170	/	16,5
CLAVO BLOQ FEMUR PROXIMAL DE 12 X 200 MM	Q135406820	200	/	16,5
CALVO BLOQ FEMUR PROXIMAL DE 12 X 270 MM	Q135406824	240	/	16,5

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

DESCRIPCION	REFERENCIA
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 75 MM	Q135400375
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 80 MM	Q135400380
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 85 MM	Q135400385
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 90 MM	Q135400390
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 95 MM	Q135400395
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 100 MM	Q135400300
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 105 MM	Q135400305
HOJA HELICOIDAL DE 10.4 X 110 MM	Q135400310
Tapón de cierre de 5 mm PFN	Q135400101
Tapón de cierre de 10 mm PFN	Q135400102

DESCRIPCION	REFERENCIA
TORNILLO CEFALICO X 75 MM	Q135400275
TORNILLO CEFALICO X 80 MM	Q135400280
TORNILLO CEFALICO X 85 MM	Q135400285
TORNILLO CEFALICO X 90 MM	Q135400290
TORNILLO CEFALICO X 95 MM	Q135400295
TORNILLO CEFALICO X 100 MM	Q135400200
TORNILLO CEFALICO X 105 MM	Q135400205
TORNILLO CEFALICO X 110 MM	Q135400210
TORNILLO CEFALICO X 115 MM	Q135400215
TORNILLO CEFALICO X 120 MM	Q135400220
TAPON DE 10 MM	Q135400104
TAPON DE 5 MM	Q135400105

El sistema recibe pernos de bloqueo del 28 al 80 mm.

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Los clavos bloqueados vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El clavo bloqueado se envía con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico.